

## GeneMATRIX Bone DNA Purification Kit

Zestaw do izolacji DNA z ludzkich i zwierzęcych kości

○ kat. nr. E3560

EURx Ltd. 80-297 Gdansk Poland  
ul. Przyrodników 3, NIP 957-07-05-191  
KRS 0000202039, [www.eurx.com.pl](http://www.eurx.com.pl)  
orders: email: [orders@eurx.com.pl](mailto:orders@eurx.com.pl)  
tel. +48 58 524 06 97, fax +48 58 341 74 23



# Spis treści

Wyposażenie i odczynniki dostarczane przez użytkownika .....	2
Uwagi wstępne.....	3
Protokół.....	3
Środki ostrożności.....	5

Składniki zestawu	25 izolacji E3560-01	50 izolacji E3560-02	Warunki przechowywania
Buffer BN	0.9 ml	1.8 ml	15-25°C
Lyse BN	24 ml	48 ml	15-25°C
Proteinase K (20 mg/ml)	1.2 ml	2.4 ml	-20°C
Sol BN	24 ml	48 ml	2-8°C
Wash BNX1	15 ml	30 ml	15-25°C
Wash BNX2	15 ml	30 ml	15-25°C
Elution	3 ml	6 ml	15-25°C
DNA Binding Columns	25 szt.	50 szt.	15-25°C
Screw cap tubes	25 szt.	50 szt.	15-25°C
Protokół	1	1	

## Wyposażenie i odczynniki dostarczane przez użytkownika

- Sprzęt konieczny do rozdrobnienia i homogenizacji próbki kości. W zależności od wybranej metody: moździerz i ciekły azot lub mechaniczny młynek.
- Mikrowirówka, rękawiczki, pipety, jałowe tipsy, jałowe probówki 1.5-2 ml, blok grzejny pozwalający na inkubację próbki w temperaturze do 56°C.
- Alkohol etylowy [96-100% v/v].

# Uwagi wstępne

**UWAGA 1 • Przeznaczenie zestawu.** Zestaw umożliwia izolację DNA z kości i zębów. Oczyszczone DNA, zarówno genomowe jak i mitochondrialne, może służyć jako matryca w reakcji PCR.


**UWAGA 2 • Maksymalna ilość użytego materiału.** Jedna minikolumna pozwala na oczyszczenie DNA z maksymalnie 0.4 g kości. Ogólna pojemność minikolumny to 25 µg DNA. Maksymalna objętość płynu nanoszonego na minikolumnę to 700 µl.

**UWAGA 3 • Przechowywanie składników zestawu.** Po rozpakowaniu, zestaw należy przechowywać w temperaturze pokojowej, za wyjątkiem buforu Sol BN i Proteinyzy K. Bufor Sol BN należy przechowywać w 2-8°C, natomiast Proteinazę K w -20°C.

**UWAGA 4 • Dobra praktyka laboratoryjna.** Wszelkie roztwory z zestawu do oczyszczania DNA należy przechowywać szczelnie zamknięte, aby uniknąć zmiany stężeń w wyniku parowania. Dla otrzymania DNA o wysokiej czystości istotne jest dokładne stosowanie się do zaleceń protokołu.

## Protokół

1. Usunąć ziemię oraz w miarę możliwości zewnętrzną warstwę (nalot) z kości.
  - *Ten etap pozwala na usunięcie zanieczyszczeń.*
  - *Do usunięcia warstwy zewnętrznej można użyć papieru ściernego lub wiertarko-frezarki precyzyjnej zaopatrzonej w tarcze szlifierskie.*
2. Zhomogenizować fragment kości w ciekłym azocie przy użyciu móżdziejra i tłuczka lub wyspecjalizowanego młynka (ang. freezer mill).
  - *Fragment kości należy zhomogenizować/rozbić jak najdrobniej, gdyż jest to etap decydujący o wydajności izolacji DNA.*
3. Umieścić maksymalnie 0.4 g rozdrobnionej kości w probówce 2 ml **screw cap tube** (probówki screw cap tubes wchodzą w skład zestawu).
4. Dodać 800 µl buforu **Lyse BN**. Dokładnie zawiesić próbkę przez odwracanie lub worteksowanie.
5. Dodać 40 µl **Proteinase K**. Wymieszać przez odwracanie lub worteksowanie.
6. Inkubować przez noc w 56°C.
  - *Inkubację można prowadzić w inkubatorze z wytrząsaniem, co umożliwi stałe mieszanie próbki i zwiększa wydajność izolowanego DNA.*

- 
7. Dodać 30 µl buforu aktywacyjnego **Buffer BN** do minikolumny (nie wirować). Pozostawić w temperaturze pokojowej do momentu naniesienia lizatu na minikolumnę.
    - Dodanie buforu aktywacyjnego Buffer BN centralnie na powierzchnię membran zapewnia kompletne nasączenie membran buforem aktywacyjnym i uzyskanie maksymalnej wydajności wiązania DNA.
    - Aktywację należy wykonać po nocnej inkubacji, przed dodaniem buforu Sol BN.
  8. Dodać 800 µl buforu **Sol BN**. Dokładnie wymieszać przez odwracanie lub worteksowanie. Inkubować 10 min w 56°C.
  9. Wirować lizat przez 3 min z prędkością 12 000 x g.
  10. Przenieść 1200 µl supernatantu do nowej probówki typu Eppendorf 2 ml.
  11. Dodać 600 µl 96% etanolu. Dokładnie wymieszać przez odwracanie lub worteksowanie probówki.
  12. Zwirować przez kilka sekund z prędkością 12 000 x g.
  13. Przenieść 700 µl supernatantu do minikolumny wiążącej DNA, znajdującej się w próbówce odbierającej. Wirować przez 30 sekund z prędkością 11 000 x g. Wyjąć minikolumnę, wylać przesącz i umieścić minikolumnę z powrotem w próbówce odbierającej.
  14. Powtórzyć krok 13 procedury izolacji DNA.
  15. Przenieść pozostałość supernatantu do minikolumny, znajdującej się w próbówce odbierającej. Wirować przez 1 min z prędkością 11 000 x g celem przefiltrowania pozostałości lizatu przez złoże.
    - Wirowanie należy kontynuować w przypadku niecałkowitego przefiltrowania lizatu przez złoże.
  16. Wyjąć minikolumnę, wylać przesącz i umieścić minikolumnę z powrotem w próbówce odbierającej.
  17. Dodać 500 µl buforu płuczącego **Wash BNX1** do minikolumny i wirować przez 1 min z prędkością 11 000 x g.
  18. Wyjąć minikolumnę, wylać przesącz i umieścić minikolumnę z powrotem w próbówce odbierającej.
  19. Dodać 500 µl buforu płuczącego **Wash BNX2** do minikolumny i wirować przez 2 min z prędkością 11 000 x g.
    - Podczas wyjmowania minikolumny zwrócić szczególną uwagę aby nie zanieczyścić próbki buforem płuczącym. Jeżeli minikolumna nie jest całkowicie sucha, wylać przesącz, umieścić ją w próbówce i ponownie wirować przez 1 min.

20. Minikolumnę umieścić w nowej probówce typu Eppendorf 1.5-2 ml. Dodać 30-100  $\mu$ l buforu **Elution**.
- o Dodanie buforu eluującego centralnie na powierzchnię membrany zapewnia uzyskanie maksymalnej wydajności odzysku DNA. Należy unikać dotykania ścianek minikolumn mikropiętą, aby nie prznosić śladów DNA pomiędzy kolejnymi minikolumnami.
  - o W celu podniesienia wydajności odplukania z membran DNA genomowego można bufor Elution ogrzać do temp. 80°C.
  - o Do elucji DNA można używać:
    - Buforu 5-10 mM Tris-HCl, pH 8.0-9.0
    - Buforu TE, pH 8.0-9.0 (nie zalecany w przypadku sekwencjonowania DNA)
    - Innych buforów do celów specjalnych, o pH i stężeniu soli zbliżonych do buforu 5-10 mM Tris-HCl, pH 8.0-9.0.
21. Minikolumnę pozostawić na 2 min w temperaturze pokojowej.
22. Wirować minikolumnę przez 1 min z prędkością 11 000 x g.
23. Usunąć minikolumnę, zamknąć probówkę. DNA jest gotowe do dalszych analiz/manipulacji.

## Środki ostrożności

### Buffer BN



#### Niebezpieczeństwo

**H314** Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

**H318** Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

**P280** Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

**P260** Nie wdychać par/rozpylonej cieczy.

**P305+P351+P338** W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

**P310** Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

### Proteinase K



#### Niebezpieczeństwo

**H334** Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.

**P261** Unikać wdychania par/ rozpylonej cieczy.

**P304+P340** W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

**P342+P311** W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: skontaktować się z ośrodkiem zatruc/ lekarzem.

### Lyse BN



#### Uwaga

**H319** Działa drażniąco na oczy.

**P280** Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

**P305+P351+P338** W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

**P337+P313** W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

## Sol BN



### Uwaga

**H302+H332** Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania.

**H315** Działa drażniąco na skórę.

**H319** Działa drażniąco na oczy.

**P261** Unikać wdychania par/ rozpylonej cieczy.

**P280** Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

**P301+P312** W przypadku połknięcia: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruc/ lekarzem.

**P304+P340** W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

**P305+P351+P338** W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

**P337+P313** W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

**EUH032** W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.

## Wash BNX1



### Uwaga

**H226** łatwopalna ciecz i pary.

**H302+H332** Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania.

**H315** Działa drażniąco na skórę.

**H319** Działa drażniąco na oczy.

**P210** Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

**P261** Unikać wdychania par/ rozpylonej cieczy.

**P280** Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

**P301+P312** W przypadku połknięcia: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruc/ lekarzem.

**P304+P340** W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

**P305+P351+P338** W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

**P337+P313** W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

**P403+P235** Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

## Wash BNX2



### Niebezpieczeństwo

**H225** Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

**H319** Działa drażniąco na oczy.

**P210** Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

**P280** Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

**P305+P351+P338** W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

**P337+P313** W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

**P403+P235** Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

- **GeneMATRIX Bone DNA Purification Kit jest przeznaczony do szybkiej izolacji DNA (genomowego i mitochondrialnego) z kości i zębów. Oczyszczone DNA nie zawiera inhibitorów enzymatycznych i może być bezpośrednio użyte do amplifikacji DNA metodą PCR.**

W trakcie izolacji DNA próbka poddana zostaje homogenizacji, a następnie lizie w obecności specjalnego buforu, który zapewnia integralność i ilościowy odzysk DNA. Proteinaza K całkowicie degraduje białka komórkowe, w tym kolagen-główne białko tkanki kostnej. Następnie DNA zawarte w lizacie jest wiązane do minikolumny w obecności buforu zawierającego sole chaotropowe i etanolu. Zanieczyszczenia związane do złoża są skutecznie

usuwane w trakcie dwóch etapów płukania. Elucję oczyszczonego DNA wykonuje się buforem niskosolnym, np.: zawierającym Tris-HCl, TE lub wodą destylowaną. Oczyszczony preparat DNA jest gotowy do bezpośredniego użytku. Nie wymaga dalszej precypitacji etanolem.

- **GeneMATRIX to syntetyczne membrany nowej generacji wiążące DNA i RNA, wykorzystujące selektywne właściwości wiązania kwasów nukleinowych przez kompozytowy SiO<sub>2</sub>. W celu osiągnięcia wysokiej wydajności i czystości otrzymanych kwasów nukleinowych, opracowano wyspecjalizowane bufor wiążące i płuczące, projektowane pod kątem optymalnego wykorzystania właściwości nowych membran.**

Zastosowanie gotowych do użycia membran, umieszczonych w kolumnkach wirowniczych (ang. Spin-format) w połączeniu ze specjalną konstrukcją naszych minikolumn, istotnie poprawia jakość uzyskanego preparatu DNA lub RNA. Celem monitorowania kompletnego wymieszania roztworów oraz ułatwienia procedury izolacji DNA, część roztworów wyznakowano barwnikami.

W efekcie przekazujemy w Państwa ręce zestawy składające się z nowych złoż i buforów reakcyjnych, których użycie gwarantuje szybkie, proste, bezpieczne i jednocześnie wydajne otrzymanie ultraczystych

kwasów nukleinowych. Uzyskane DNA lub RNA nadaje się bezpośrednio do zastosowań w technikach biologii molekularnej, m.in.: trawienia enzymami restrykcyjnymi, defosforylacji/fosforylacji, ligacji, badań oddziaływania białko-DNA, sekwencjonowania, blottingu, translacji *in vitro*, otrzymywania cDNA, hybrydyzacji. Dodatkową zaletą zestawów jest powtarzalność właściwości zarówno membran jak i buforów wiążących, ponieważ przygotowanie komponentów odbywa się w EURx sp. z o.o.



EURx Ltd. 80-297 Gdansk Poland  
ul. Przyrodnikow 3, NIP 957-07-05-191  
KRS 0000202039, [www.eurx.com.pl](http://www.eurx.com.pl)  
orders: email: [orders@eurx.com.pl](mailto:orders@eurx.com.pl)  
tel. +48 58 524 06 97, fax +48 58 341 74 23

