



## Mild Cell Lysis PLUS

| Nr kat.  | j.m.   |
|----------|--------|
| E0293-01 | 50 ml  |
| E0293-02 | 200 ml |

**Przechowywanie i transport:** 4°C.

**Termin ważności:** 12 miesięcy

**Zawartość:** 50 mM Tris-HCl pH 7.6, 250 mM NaCl, 1 % detergent, 20 mM NaF, 5 mM EDTA, 2 mM Na<sub>3</sub>VO<sub>4</sub>, 0.02 % NaN<sub>3</sub>

### Ważne informacje dotyczące produktu:

Mild Cell Lysis PLUS nie zawiera inhibitorów proteaz (1 mM PMSF lub ang. Protease Inhibitor Cocktail), które należy dodać bezpośrednio przed ekstrakcją białek.

Do ekstrakcji białek jądrowych i mitochondrialnych zalecany jest roztwór RIPA (E0295).

Mild Cell Lysis PLUS to roztwór przeznaczony do lizy komórek w hodowlach komórkowych i homogenatów tkanek, bazujący na niejonowym detergencie, przeznaczony jest do ekstrakcji białek cytoplazmatycznych i związanych z błoną komórkową.

Roztwór zawiera inhibitory fosfatyzacji NaF i Na<sub>3</sub>VO<sub>4</sub> i może być używany do badań białek fosforylowanych.

### Protokół lizy adhezyjnych komórek ssaczy:

- Ostrożnie zlać pożywkę z nad komórek przylegających do podłoża.
- Przemyc komórki dwukrotnie schłodzonym buforem PBS.
- Dodać schłodzony Mild Cell Lysis PLUS do komórek (1 mL buforu na 10<sup>8</sup> komórek - ilość dodawanego buforu może wymagać optymalizacji w zależności od typu komórek, biosyntezy badanego białka i poziomu fosforylacji). Inkubować na lodzie przez 30 min, mieszając lekko naczyniem hodowlanym.
- Przenieść lizat do probówki i wirować 15 min z prędkością ~14,000 × g.
- Przenieść supernatant do nowej probówki do dalszych analiz lub przechowywać w -80 °C.

### Protokół lizy komórek ssaczy hodowanych w zawieszynie:

- Osadzić komórki poprzez wirowanie 5 min z prędkością 2500 x g. Ostrożnie usunąć supernatant.
- Przemyc komórki dwukrotnie schłodzonym buforem PBS. Osadzić komórki wirując przez 5 min z prędkością 2500 x g. Ostrożnie usunąć supernatant.
- Dodać schłodzony Mild Cell Lysis PLUS do komórek (1 mL buforu na 10<sup>8</sup> komórek - ilość dodawanego buforu może wymagać optymalizacji w zależności od typu komórek, biosyntezy badanego białka i poziomu fosforylacji) i rozpipetować.
- Delikatnie wytrząsać próbkę przez 15 min na lodzie.
- Wirować 15 min z prędkością ~14,000 × g.
- Przenieść supernatant do nowej probówki do dalszych analiz lub przechowywać w -80 °C.

### Protokół lizy tkanek zwierzęcych:

- Przemyc świeżą tkankę schłodzonym buforem PBS kilka razy (co najmniej 2 razy). Rozdrobnić tkankę na mniejsze kawałki.
- Dodać schłodzony Mild Cell Lysis PLUS do próbki (1 mL buforu na 1 g tkanki).
- Homogenizować do uzyskania jednorodnej zawiesiny (jeśli liza jest niecałkowita dodać więcej Mild Cell Lysis PLUS). Inkubować na lodzie przez 3 min.
- Wirować 10 min z prędkością ~10 000 × g.
- Przenieść supernatant do nowej probówki do dalszych analiz lub przechowywać w -80 °C.

Produkt został opracowany, zaprojektowany i jest sprzedawany wyłącznie do celów badawczych i wyłącznie do użytku in vitro.