



1 x TE pH 8.0

Molecular Biology Grade

Nr Kat.	Opakowanie
E0250-01	500 ml
E0250-02	1 l

Warunki przechowywania:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Opis:

Bufor TE stosowany jest do elucji i przechowywania kwasów nukleinowych po izolacji.

Skład:

10 mM Tris-HCl (pH 8.0)
1 mM EDTA

Kontrola jakości:

Brak nukleaz.

This product is developed, designed and sold exclusively for research purposes and in vitro use only.

EURx Ltd. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk, Poland
NIP 957-07-05-191, KRS 0000202039, www.eurx.com.pl, orders@eurx.com.pl
tel. +48 58 524 06 97, fax +48 58 341 74 23