



## Clean Bench

Nr kat.	objętość
E0299-01	5 l
E0299-02	500 ml

Warunki przechowywania: 18-25°C

Gotowy do użycia roztwór usuwający DNA, RNA, DNazy, RNazy, bakterie, wirusy, fagi oraz inne zanieczyszczenia z powierzchni roboczych, które mogą zaburzać wyniki podczas pracy w laboratorium biologii molekularnej, czy mikrobiologicznym.

### Sposób użycia:

Oczyszczaną powierzchnię należy spryskać roztworem i pozostawić na 5-10 minut.

This product is developed, designed and sold exclusively for research purposes and in vitro use only.