




EUR[®]_x

cennik
2026
Edycja I

28
lat

	STRONA
1. PCR I REAL - TIME PCR	3-10
TERMOSTABILNE POLIMERAZY DNA	3-6
ZESTAWY DO PCR	6-7
ZESTAWY DO REAL - TIME PCR	7-8
ZESTAWY SPECJALISTYCZNE	8-9
dNTPs/rNTPs	10
BIAŁKA WYKORZYSTYWANE W REAKCJACH PCR	10
2. TRANSKRYPCJA I ODWROTNA TRANSKRYPCJA	10-12
ZESTAWY DO TRANSKRYPCJI	10
ODWROTNE TRANSKRYPTAZY	11
ZESTAWY I ODCZYNNIKI DO ODWROTNEJ TRANSKRYPCJI	11-12
3. REAKCJE LAMP	13
4. WZORCE WIELKOŚCI DNA I BIAŁEK	13-14
WZORCE WIELKOŚCI DNA	13
WZORCE WIELKOŚCI BIAŁEK	14
5. POLIMERAZY MEZOFILNE	14
6. NUKLEAZY	15
7. LIGAZY I ZESTAWY DO KLONOWANIA	16
8. ENZYMY I ODCZYNNIKI O SPECJALNYM PRZEZNACZENIU	16-17
MODYFIKACJA DNA	16
MODYFIKACJA RNA	17
REPLIKACJA DNA	17
COT DNA	17
DNA - PRECYPITACJA I WIZUALIZACJA	17
WSPOMAGANIE REAKCJI ENZYMATYCZNYCH	17
AGARAZY	17
BIOLUMINESCENCJA	17
9. BIAŁKA FLUORESCENCYJNE	17
10. WODA, BUFORY I ROZTWORY	18-19
11. ZESTAWY XELEX	19
12. AGAROZY	20
13. ODCZYNNIKI I SKŁADNIKI POŻYWEK KULTUR TKANKOWYCH	20
14. PROTEAZY, ENZYMY I ODCZYNNIKI DO PROTEOMIKI	20
15. ENDONUKLEAZY RESTRYKCYJNE	21-23
16. ZESTAWY DO OCZYSZCZANIA RNA	23-24
17. ZESTAWY DO OCZYSZCZANIA DNA	24-26
18. ZESTAWY EMULSYJNE	26
19. ODCZYNNIKI, BUFORY I AKCESORIA DO IZOLACJI I OCZYSZCZANIA DNA I RNA	26-27
20. KOLUMNY DO ZESTAWÓW DO OCZYSZCZANIA DNA I RNA	28
21. PŁASTIKI LABORATORYJNE	28

1. Subtilisin E	20
2. Mini Glass Beads	27
3. Probówki do PCR	28
4. Probówki wirówkowe 1.5 ml	28
5. Probówki wirówkowe 2 ml	28

Realizacja zamówień

Składanie zamówień

- za pośrednictwem elektronicznego systemu zamówień:
www.eurx.com.pl
- za pośrednictwem poczty e-mail: **sales@eurx.com.pl**
- za pośrednictwem fax pod numerem **58 341 74 23**
- listem zwykłym lub poleconym na adres:
ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk

Koszty transportu zależą od firmy kurierskiej, wielkości oraz wagi przesyłki.
Standardowy koszt transportu na terenie Polski wynosi 60,00 zł + VAT.

Zamówienia wysyłane są od poniedziałku do czwartku i powinny być dostarczane na wskazany adres kolejnego dnia do godz. 16.00.

Ceny podane w cenniku są cenami netto.

Na wszystkie produkty w cenniku obowiązuje 23% stawka VAT.

Cennik jest broszurą informacyjną i nie stanowi oferty
w rozumieniu art 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

OPIS ARTYKUŁU

NAZWA ARTYKUŁU

numer

j. m.

zł

PCR I REAL - TIME PCR

TERMOSTABILNE POLIMERAZY DNA

Termostabilne polimerazy dostępne są w zestawach zawierających polimerazę oraz specjalnie testowane i kalibrowane, ultraczyste dNTPs.

Numer katalogowy takiego zestawu zaczyna się od liter EK.

Taq Polimerazy DNA

Taq DNA Polymerase



Wysokiej jakości rekombinowana Taq polimeraza DNA polecana do rutynowych reakcji PCR (5 U/μl)

E2500-01	200 U	170,00
E2500-04	500 U	376,00
E2500-02	1 000 U	652,00
E2500-03	5 000 U	3 226,00

Taq DNA Polymerase

Zestaw zawierający polimerazę i dNTPs

EK2500-01	200 U	195,00
EK2500-04	500 U	440,00
EK2500-02	1 000 U	781,00
EK2500-03	5 000 U	3 865,00

Color Taq DNA Polymerase

Polimeraza z barwnikiem ułatwiającym proces przygotowania reakcji PCR (1 U/μl)

E2510-01	200 U	170,00
E2510-04	500 U	376,00
E2510-02	1 000 U	652,00
E2510-03	5 000 U	3 226,00

Color Taq DNA Polymerase

Zestaw zawierający polimerazę i dNTPs

EK2510-01	200 U	195,00
EK2510-04	500 U	440,00
EK2510-02	1 000 U	781,00
EK2510-03	5 000 U	3 865,00

Native Taq DNA Polymerase

Wysokiej jakości natywna Taq polimeraza DNA do rutynowych PCR (5 U/μl)

E2504-01	200 U	196,00
E2504-04	500 U	446,00
E2504-02	1 000 U	786,00
E2504-03	5 000 U	3 862,00

Native Taq DNA Polymerase

Zestaw zawierający polimerazę i dNTPs

EK2504-01	200 U	222,00
EK2504-04	500 U	511,00
EK2504-02	1 000 U	914,00
EK2504-03	5 000 U	4 502,00

OptiTaq Polimerazy DNA

OptiTaq DNA Polymerase

Specjalnie dobrana mieszanka polimeraz gwarantująca wysoką wydajność, dokładność (aktywność korektorska, ang. proofreading) i amplifikację długich fragmentów PCR (5 U/μl)

E2600-01	200 U	196,00
E2600-04	500 U	446,00
E2600-02	1 000 U	786,00
E2600-03	5 000 U	3 862,00

OptiTaq DNA Polymerase

Zestaw zawierający polimerazę i dNTPs

EK2600-01	200 U	222,00
EK2600-04	500 U	511,00
EK2600-02	1 000 U	914,00
EK2600-03	5 000 U	4 502,00

Color OptiTaq DNA Polymerase

Polimeraza z barwnikiem ułatwiającym proces przygotowania reakcji PCR (1 U/μl)

E2610-01	200 U	196,00
E2610-04	500 U	446,00
E2610-02	1 000 U	786,00
E2610-03	5 000 U	3 862,00

Color OptiTaq DNA Polymerase

Zestaw zawierający polimerazę i dNTPs

EK2610-01	200 U	222,00
EK2610-04	500 U	511,00
EK2610-02	1 000 U	914,00
EK2610-03	5 000 U	4 502,00



nowy produkt



najlepiej sprzedający się produkt



produkt unikalny tylko w ofercie EURx



cena promocyjna

OPIS ARTYKUŁU

NAZWA ARTYKUŁU

numer

j. m.

zł

Hot Start Taq Polimerazy DNA

Perpetual Taq DNA Polymerase



Kompleks specyficznych przeciwciał monoklonalnych anti-Taq oraz wysokiej jakości termostabilnej Taq polimerazy DNA, "hot start" PCR (2,5 U/μl)

E2700-01	200 U	441,00
E2700-04	500 U	996,00
E2700-02	1 000 U	1 668,00
E2700-03	5 000 U	7 921,00

Perpetual Taq DNA Polymerase

Zestaw zawierający polimerazę i dNTPs

EK2700-01	200 U	466,00
EK2700-04	500 U	1 060,00
EK2700-02	1 000 U	1 796,00
EK2700-03	5 000 U	8 561,00

Color Perpetual Taq DNA Polymerase

Polimeraza z barwnikiem ułatwiającym proces przygotowania reakcji PCR (1 U/μl)

E2710-01	200 U	441,00
E2710-04	500 U	996,00
E2710-02	1 000 U	1 668,00
E2710-03	5 000 U	7 921,00

Color Perpetual Taq DNA Polymerase

Zestaw zawierający polimerazę i dNTPs

EK2710-01	200 U	466,00
EK2710-04	500 U	1 060,00
EK2710-02	1 000 U	1 796,00
EK2710-03	5 000 U	8 561,00

tiTaq DNA Polymerase

Polimeraza typu "hot start" nowej generacji (2,5 U/μl)

E2715-01	200 U	196,00
E2715-04	500 U	446,00
E2715-02	1 000 U	786,00
E2715-03	5 000 U	3 862,00

tiTaq DNA Polymerase

Zestaw zawierający polimerazę i dNTPs

EK2715-01	200 U	222,00
EK2715-04	500 U	511,00
EK2715-02	1 000 U	914,00
EK2715-03	5 000 U	4 502,00

onTaq DNA Polymerase

Polimeraza typu "hot start" najnowszej generacji, wysoka inhibicja aktywności polimerazy w temperaturze pokojowej (2,5 U/μl)

E2713-01	200 U	258,00
E2713-04	500 U	564,00
E2713-02	1 000 U	974,00
E2713-03	5 000 U	4 829,00

onTaq DNA Polymerase

Zestaw zawierający polimerazę i dNTPs

EK2713-01	200 U	292,00
EK2713-04	500 U	661,00
EK2713-02	1 000 U	1 169,00
EK2713-03	5 000 U	5 795,00

HLA Taq DNA Polymerase

Zoptymalizowana polimeraza do typowania HLA SSP przy użyciu dedykowanych do tego celu zestawów (5 U/μl)

E2717-01	200 U	196,00
E2717-04	500 U	446,00
E2717-02	1 000 U	786,00
E2717-03	5 000 U	3 862,00

Hot Start OptiTaq Polimerazy DNA

Perpetual OptiTaq DNA Polymerase

Kompleks specyficznych przeciwciał monoklonalnych oraz specjalnie dobranej mieszanki polimeraz DNA (aktywność korektorska, ang. proofreading), "hot start" PCR (2,5 U/μl)

E2720-01	200 U	506,00
E2720-04	500 U	1 144,00
E2720-02	1 000 U	2 006,00
E2720-03	5 000 U	9 530,00

Perpetual OptiTaq DNA Polymerase

Zestaw zawierający polimerazę i dNTPs

EK2720-01	200 U	531,00
EK2720-04	500 U	1 207,00
EK2720-02	1 000 U	2 134,00
EK2720-03	5 000 U	10 170,00

tiOptiTaq DNA Polymerase

Specjalnie dobrana mieszanka polimeraz typu "hot start" nowej generacji (2,5 U/μl)

E2725-01	200 U	236,00
E2725-04	500 U	536,00
E2725-02	1 000 U	939,00
E2725-03	5 000 U	4 633,00

tiOptiTaq DNA Polymerase

Zestaw zawierający polimerazę i dNTPs

EK2725-01	200 U	264,00
EK2725-04	500 U	612,00
EK2725-02	1 000 U	1 093,00
EK2725-03	5 000 U	5 398,00



nowy produkt



najlepiej sprzedający się produkt



produkt unikalny tylko w ofercie EURx



cena promocyjna

OPIS ARTYKUŁU			
NAZWA ARTYKUŁU	numer	j. m.	zł
Amplus Polimerazy DNA			
Amplus DNA Polymerase <i>Polecana do amplifikacji dużych fragmentów genomowego i episomalnego DNA (5 U/μl)</i> <i>Zestaw zawierający polimerazę i dNTPs</i>	 EK2900-01	100 U	111,00
	EK2900-02	500 U	511,00
tiAmplus DNA Polymerase <i>Polimeraza typu "hot start", polecana do amplifikacji dużych fragmentów genomowego i episomalnego DNA (2,5 U/μl). Zestaw zawierający polimerazę i dNTPs</i>	EK2930-01	100 U	152,00
	EK2930-02	500 U	709,00
Hybrid Polimeraza DNA			
Hybrid DNA Polymerase <i>Genetycznie modyfikowana polimeraza o wysokiej wierności (2 U/μl)</i> <i>Umożliwia amplifikację dużych fragmentów genomowego i episomalnego DNA</i>	 E2950-01	100 U	139,00
	E2950-02	500 U	556,00
Hybrid DNA Polymerase <i>Zestaw zawierający polimerazę i dNTPs</i>	EK2950-01	100 U	152,00
	EK2950-02	500 U	625,00
onHybrid DNA Polymerase <i>Genetycznie modyfikowana polimeraza o wysokiej wierności (2 U/μl)</i> <i>Polimeraza typu "hot start" najnowszej generacji</i>	E2960-01	100 U	209,00
	E2960-02	500 U	744,00
onHybrid DNA Polymerase <i>Zestaw zawierający polimerazę i dNTPs</i>	EK2960-01	100 U	222,00
	EK2960-02	500 U	815,00
Pfu Polimerazy DNA			
Pfu DNA Polymerase <i>Rekombinowana Pfu polimeraza DNA zapewniająca wysoką wierność amplifikacji (5 U/μl)</i>	E1114-01	100 U	111,00
	E1114-02	500 U	445,00
	E1114-03	2 500 U	2 226,00
Pfu DNA Polymerase <i>Zestaw zawierający polimerazę i dNTPs</i>	EK1114-01	100 U	125,00
	EK1114-02	500 U	514,00
	EK1114-03	2 500 U	2 435,00
PfuPlus! DNA Polymerase <i>Mieszanka Pfu DNA Polimerazy i czynnika zwiększającego wydajność reakcji PCR (5 U/μl)</i> <i>Zapewnia wysoką wierność reakcji</i>	E1118-01	100 U	111,00
	E1118-02	500 U	445,00
	E1118-03	2 500 U	2 226,00
PfuPlus! DNA Polymerase <i>Zestaw zawierający polimerazę i dNTPs</i>	EK1118-01	100 U	125,00
	EK1118-02	500 U	514,00
	EK1118-03	2 500 U	2 435,00
Color PfuPlus! DNA Polymerase <i>Polimeraza z barwnikiem ułatwiającym proces przygotowania reakcji PCR (1,25 U/μl)</i>	E1110-01	100 U	111,00
	E1110-02	500 U	445,00
	E1110-03	2 500 U	2 226,00
Color PfuPlus! DNA Polymerase <i>Zestaw zawierający polimerazę i dNTPs</i>	EK1110-01	100 U	125,00
	EK1110-02	500 U	514,00
	EK1110-03	2 500 U	2 435,00
onPfuPlus! DNA Polymerase <i>Mieszanka Pfu DNA Polimerazy typu "hot start" i czynnika zwiększającego wydajność reakcji PCR (5 U/μl). Zapewnia wysoką wierność reakcji</i>	E1113-01	100 U	167,00
	E1113-02	500 U	667,00
	E1113-03	2 500 U	3 339,00
onPfuPlus! DNA Polymerase <i>Zestaw zawierający polimerazę i dNTPs</i>	EK1113-01	100 U	180,00
	EK1113-02	500 U	737,00
	EK1113-03	2 500 U	3 548,00

OPIS ARTYKUŁU			
NAZWA ARTYKUŁU	numer	j. m.	zł
Inne polimerazy DNA z rodzaju <i>Thermus</i>			
Tth DNA Polymerase <i>Polimeraza DNA z Thermus thermophilus (5 U/μl)</i>	E1115-01	100 U	289,00
	E1115-02	500 U	1 160,00
Tth DNA Polymerase <i>Zestaw zawierający polimerazę i dNTPs</i>	EK1115-01	100 U	302,00
	EK1115-02	500 U	1 224,00
ZESTAWY DO PCR			
NXT Taq PCR Kit <i>Oparty o Perpetual Taq polimerazę DNA zestaw do szybkiej amplifikacji (ang. fast-cycling PCR)</i>	E2530-01	100 reakcji	222,00
	E2530-02	200 reakcji	431,00
	E2530-03	500 reakcji	891,00
NXT tiTaq PCR Kit <i>Oparty o tiTaq polimerazę DNA zestaw do szybkiej amplifikacji ("hot start")</i>	E2535-01	100 reakcji	167,00
	E2535-02	200 reakcji	320,00
	E2535-03	500 reakcji	682,00
Taq PCR Master Mix (2x) <i>Zestaw zawiera: Taq polimerazę DNA, bufor, MgCl₂ i dNTPs</i>	E2520-01	100 reakcji	152,00
	E2520-02	200 reakcji	292,00
	E2520-03	500 reakcji	640,00
Perpetual Taq PCR Master Mix (2x) <i>Zestaw zawiera: Taq polimerazę DNA, przeciwciała, bufor, MgCl₂ i dNTPs ("hot start")</i>	E2740-01	100 reakcji	418,00
	E2740-02	200 reakcji	820,00
	E2740-03	500 reakcji	1 669,00
Perpetual OptiTaq PCR Master Mix (2x) <i>Zestaw zawiera: OptiTaq polimerazę DNA, przeciwciała, bufor, MgCl₂ i dNTPs ("hot start")</i>	E2770-01	100 reakcji	418,00
	E2770-02	200 reakcji	820,00
	E2770-03	500 reakcji	1 669,00
OptiTaq PCR Master Mix (2x) <i>Zestaw zawiera: OptiTaq polimerazę DNA, bufor, MgCl₂ i dNTPs</i>	E2910-01	100 reakcji	167,00
	E2910-02	200 reakcji	320,00
	E2910-03	500 reakcji	682,00
Color Taq PCR Master Mix (2x) <i>Zestaw zawiera: Taq polimerazę DNA, barwny bufor, MgCl₂ i dNTPs</i>	E2525-01	100 reakcji	152,00
	E2525-02	200 reakcji	292,00
	E2525-03	500 reakcji	640,00
onTaq PCR Master Mix (2x) <i>Zestaw zawiera: onTaq polimerazę DNA, bufor, MgCl₂ i dNTPs ("hot start")</i>	E2714-01	100 reakcji	250,00
	E2714-02	200 reakcji	473,00
	E2714-03	500 reakcji	1 023,00
tiTaq PCR Master Mix (2x) <i>Zestaw zawiera: tiTaq polimerazę DNA, bufor, MgCl₂ i dNTPs ("hot start")</i>	E2716-01	100 reakcji	222,00
	E2716-02	200 reakcji	431,00
	E2716-03	500 reakcji	891,00
tiOptiTaq PCR Master Mix (2x) <i>Zestaw zawiera: tiOptiTaq polimerazę DNA, bufor, MgCl₂ i dNTPs ("hot start")</i>	E2726-01	100 reakcji	250,00
	E2726-02	200 reakcji	473,00
	E2726-03	500 reakcji	1 023,00
Color Perpetual Taq PCR Master Mix (2x) <i>Zestaw zawiera: Taq polimerazę DNA, przeciwciała, barwny bufor, MgCl₂ i dNTPs ("hot start")</i>	E2745-01	100 reakcji	418,00
	E2745-02	200 reakcji	820,00
	E2745-03	500 reakcji	1 669,00
Hybrid PCR Master Mix (2x) <i>Zestaw zawiera: Hybrid polimerazę DNA, bufor, MgCl₂ i dNTPs</i>	E2750-01	100 reakcji	222,00
	E2750-02	500 reakcji	891,00
onHybrid PCR Master Mix (2x) <i>Zestaw zawiera: onHybrid polimerazę DNA, bufor, MgCl₂ i dNTPs ("hot start")</i>	E2755-01	100 reakcji	278,00
	E2755-02	500 reakcji	1 135,00

Verte!



nowy produkt



najlepiej sprzedający się produkt



produkt unikalny tylko w ofercie EURx



cena promocyjna

OPIS ARTYKUŁU			
NAZWA ARTYKUŁU	numer	j. m.	zł
Color OptiTaQ PCR Master Mix (2x)	E2915-01	100 reakcji	167,00
	E2915-02	200 reakcji	320,00
Zestaw zawiera: OptiTaQ polimerazę DNA, barwny bufor, MgCl ₂ i dNTPs	E2915-03	500 reakcji	682,00
Direct Blood PCR Kit	E0950-01	100 reakcji	359,00
	E0950-02	500 reakcji	1 435,00
Zestaw do bezpośredniej reakcji amplifikacji DNA z krwi			
Direct Tissue PCR Kit	E0940-01	100 reakcji	278,00
	E0940-02	500 reakcji	1 252,00
Direct Tissue PCR Kit umożliwia przeprowadzanie reakcji PCR bezpośrednio z próbek tkanek bez wcześniejszego oczyszczenia DNA			
Direct Plant PCR Kit	E0960-01	100 reakcji	278,00
	E0960-02	500 reakcji	1 252,00
Direct Plant PCR Kit umożliwia przeprowadzanie reakcji PCR bezpośrednio z próbek roślinnych bez wcześniejszego oczyszczenia DNA			
Multiplex PCR Master Mix (2x)	E2820-01	50 reakcji	327,00
	E2820-02	100 reakcji	640,00
Zestaw zapewnia optymalne warunki dla reakcji Multiplex PCR			

ZESTAWY DO REAL-TIME PCR

SG qPCR Master Mix (2x)	E0401-01	100 reakcji	209,00
	E0401-02	200 reakcji	411,00
Zestaw do real-time PCR i dwuetapowego RT-PCR	E0401-03	1 000 reakcji	1 878,00
SG qPCR Master Mix (2x), plus ROX Solution	E0402-01	100 reakcji	222,00
	E0402-02	200 reakcji	431,00
Zestaw do real-time PCR z referencyjnym barwnikiem ROX	E0402-03	1 000 reakcji	2 004,00
SG/ROX qPCR Master Mix (2x)	E0400-01	100 reakcji	222,00
	E0400-02	200 reakcji	431,00
Zestaw do real-time PCR z referencyjnym barwnikiem ROX w mieszaninie	E0400-03	1 000 reakcji	2 004,00
Blank qPCR Master Mix (2x)	E0403-01	100 reakcji	205,00
	E0403-02	200 reakcji	403,00
Zestaw do real-time PCR bez barwnika SYBR Green	E0403-03	1 000 reakcji	1 864,00
Blank qPCR Master Mix (2x), plus ROX Solution	E0404-01	100 reakcji	220,00
	E0404-02	200 reakcji	424,00
Zestaw do real-time PCR bez barwnika SYBR Green z referencyjnym barwnikiem ROX	E0404-03	1 000 reakcji	1 989,00
SG onTaq qPCR Master Mix (2x)	E0405-01	100 reakcji	188,00
	E0405-02	200 reakcji	369,00
Zestaw do real-time PCR i dwuetapowego RT-PCR oparty na polimerazie onTaq	E0405-03	1 000 reakcji	1 691,00
SG onTaq qPCR Master Mix (2x), plus ROX Solution	E0406-01	100 reakcji	202,00
	E0406-02	200 reakcji	389,00
Zestaw do real-time PCR z referencyjnym barwnikiem ROX	E0406-03	1 000 reakcji	1 802,00
SG/ROX onTaq qPCR Master Mix (2x)	E0407-01	100 reakcji	202,00
	E0407-02	200 reakcji	389,00
Zestaw do real-time PCR z referencyjnym barwnikiem ROX w mieszaninie, oparty na polimerazie onTaq	E0407-03	1 000 reakcji	1 802,00
Fast SG qPCR Master Mix (2x)	E0411-01	100 reakcji	264,00
	E0411-02	200 reakcji	500,00
Zestaw do real-time PCR (fast cycling)	E0411-03	1 000 reakcji	2 379,00
Fast SG qPCR Master Mix (2x), plus ROX Solution	E0412-01	100 reakcji	278,00
	E0412-02	200 reakcji	522,00
Zestaw do real-time PCR (fast cycling) z referencyjnym barwnikiem ROX	E0412-03	1 000 reakcji	2 504,00
Fast SG/ROX qPCR Master Mix (2x)	E0413-01	100 reakcji	278,00
	E0413-02	200 reakcji	522,00
Zestaw do real-time PCR (fast cycling) z referencyjnym barwnikiem ROX w mieszaninie	E0413-03	1 000 reakcji	2 504,00
Probe qPCR Master Mix (2x)	E0420-01	100 reakcji	222,00
	E0420-02	200 reakcji	374,00
Zestaw do real-time PCR ze znakowanymi sondami	E0420-03	1 000 reakcji	1 320,00

Verte!



nowy produkt



najlepiej sprzedający się produkt



produkt unikalny tylko w ofercie EURx



cena promocyjna

OPIS ARTYKUŁU			
NAZWA ARTYKUŁU	numer	j. m.	zł
Probe qPCR Master Mix (2x), plus ROX Solution	E0421-01	100 reakcji	236,00
	E0421-02	200 reakcji	396,00
Zestaw do real-time PCR ze znakowanymi sondami z referencyjnym barwnikiem ROX	E0421-03	1 000 reakcji	1 446,00
Fast Probe qPCR Master Mix (2x)	E0422-01	100 reakcji	222,00
	E0422-02	200 reakcji	431,00
Zestaw do real-time PCR (fast cycling) ze znakowanymi sondami	E0422-03	1 000 reakcji	2 004,00
Fast Probe qPCR Master Mix (2x), plus ROX Solution	E0423-01	100 reakcji	236,00
	E0423-02	200 reakcji	453,00
Zestaw do real-time PCR (fast cycling) ze znakowanymi sondami z barwnikiem ROX	E0423-03	1 000 reakcji	2 128,00
MP qPCR Master Mix (2x)	E0424-01	100 reakcji	222,00
	E0424-02	200 reakcji	431,00
Zestaw do multiplex real-time PCR ze znakowanymi sondami	E0424-03	1 000 reakcji	2 004,00
MP qPCR Master Mix (2x), plus ROX Solution	E0425-01	100 reakcji	236,00
	E0425-02	200 reakcji	453,00
Zestaw do multiplex real-time PCR ze znakowanymi sondami z barwnikiem ROX	E0425-03	1 000 reakcji	2 128,00
HRM PCR Master Mix (2x)	E0440-01	100 reakcji	278,00
	E0440-02	500 reakcji	1 252,00
Zestaw do wykrywania mutacji, w tym mutacji punktowych SNPs, za pomocą metody HRM			
SNP Probe PCR Master Mix (2x)	E0442-01	100 reakcji	522,00
	E0442-02	500 reakcji	2 348,00
Zestaw do wykrywania mutacji punktowych SNPs			
ZESTAWY SPECJALISTYCZNE			
N/RdRp SARS-CoV-2 Detection Kit	E0435-01	100 reakcji	3 036,00
Wyrób do diagnostyki in vitro stosowany w medycynie weterynaryjnej	E0435-02	500 reakcji	13 282,00
Zestaw jest przeznaczony do wykrywania koronawirusa SARS-CoV-2 w próbkach od pacjentów z objawami zakażenia COVID-19 oraz próbkach środowiskowych			
Avian IAV qRT-PCR Kit	E0445-01	100 reakcji	ZAPYTAJ O CENĘ
Wyrób do diagnostyki in vitro stosowany w medycynie weterynaryjnej	E0445-02	500 reakcji	
Zestaw przeznaczony do wykrywania sekwencji RNA specyficznych dla wirusa grypy typu A w próbkach ptasich			
Avian IAV Fast qRT-PCR Kit	E0446-01	100 reakcji	ZAPYTAJ O CENĘ
Wyrób do diagnostyki in vitro stosowany w medycynie weterynaryjnej	E0446-02	500 reakcji	
Zestaw przeznaczony do wykrywania sekwencji RNA specyficznych dla wirusa grypy typu A w próbkach ptasich			
Mycoplasma PCR Kit	 E0448-01	50 reakcji	990,00
	E0448-02	100 reakcji	1 760,00
Zestaw przeznaczony do wykrywania bakterii z klasy Mollicutes			
Duplex Mycoplasma qPCR Kit	 E0449-01	50 reakcji	1 540,00
	E0449-02	100 reakcji	2 750,00
Zestaw przeznaczony do wykrywania bakterii z klasy Mollicutes			
Borrelia qPCR Detection Kit	E0450-01	50 reakcji	870,00
	E0450-02	100 reakcji	1 669,00
Zestaw umożliwia wykrycie bakterii z grupy Borrelia burgdorferi			
Borrelia qPCR Detection Kit, plus ROX Solution	E0451-01	50 reakcji	884,00
	E0451-02	100 reakcji	1 697,00
Zestaw umożliwia wykrycie bakterii z grupy Borrelia burgdorferi (zawiera barwnik ROX)			
Duplex Borrelia qPCR Kit	E0452-01	50 reakcji	870,00
	E0452-02	100 reakcji	1 669,00
Zestaw umożliwia wykrycie bakterii z grupy Borrelia burgdorferi			
Duplex Babesia qPCR Kit	E0453-01	50 reakcji	990,00
	E0453-02	100 reakcji	1 815,00
Zestaw umożliwia wykrycie pierwotniaków z rodzaju Babesia			
Anaplasma/Ehrlichia qPCR Detection Kit	E0456-01	50 reakcji	870,00
	E0456-02	100 reakcji	1 669,00
Zestaw umożliwia wykrycie materiału genetycznego Anaplasma/Ehrlichia spp.			

Verte!



nowy produkt



najlepiej sprzedający się produkt



produkt unikalny tylko w ofercie EURx



cena promocyjna

OPIS ARTYKUŁU			
NAZWA ARTYKUŁU	numer	j. m.	zł
Influenzavirus A qRT-PCR Detection Kit	E0459-01	100 reakcji	3 162,00
<i>Wyrób do diagnostyki in vitro stosowany w medycynie weterynaryjnej</i>	E0459-02	500 reakcji	15 496,00
Zestaw przeznaczony do wykrywania materiału genetycznego wirusów grypy ptaków			
Duplex TBEV qRT-PCR Kit	E0461-01	50 reakcji	1 375,00
	E0461-02	100 reakcji	2 530,00
Zestaw przeznaczony do wykrywania RNA wirusa kleszczowego zapalenia mózgu			
Triplex ASFV qPCR Kit	E0470-01	24 reakcje	ZAPYTAJ O CENĘ
<i>Wyrób do diagnostyki in vitro stosowany w medycynie weterynaryjnej</i>	E0470-02	96 reakcji	
Zestaw przeznaczony do wykrywania materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń			
Duplex ASFV qPCR Kit	E0471-01	24 reakcje	ZAPYTAJ O CENĘ
<i>Wyrób do diagnostyki in vitro stosowany w medycynie weterynaryjnej</i>	E0471-02	96 reakcji	
Zestaw przeznaczony do wykrywania materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń			
Triplex ASFV Fast qPCR Kit	E0472-01	24 reakcje	ZAPYTAJ O CENĘ
<i>Wyrób do diagnostyki in vitro stosowany w medycynie weterynaryjnej</i>	E0472-02	96 reakcji	
Zestaw przeznaczony do wykrywania materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń			
Duplex ASFV Fast qPCR Kit	E0473-01	24 reakcje	ZAPYTAJ O CENĘ
<i>Wyrób do diagnostyki in vitro stosowany w medycynie weterynaryjnej</i>	E0473-02	96 reakcji	
Zestaw przeznaczony do wykrywania materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń			
Blue Triplex ASFV Fast qPCR Kit	E0475-01	24 reakcje	ZAPYTAJ O CENĘ
<i>Wyrób do diagnostyki in vitro stosowany w medycynie weterynaryjnej</i>	E0475-02	96 reakcji	
Zestaw przeznaczony do wykrywania materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń			
STEC qPCR Screening Kit	E0480-01	96 reakcji	1 760,00
Zestaw przeznaczony do wykrywania DNA werotoksycznych szczepów Escherichia coli (STEC) w żywności i z próbek środowiskowych po wzbogacaniu			
VHSV qRT-PCR Kit	E4360-01	100 reakcji	ZAPYTAJ O CENĘ
<i>Wyrób do diagnostyki in vitro stosowany w medycynie weterynaryjnej</i>	E4360-02	500 reakcji	
Zestaw przeznaczony do wykrywania sekwencji RNA specyficznych dla wirusa posocznicy krwotocznej ryb			
IHNV qRT-PCR Kit	E4361-01	100 reakcji	ZAPYTAJ O CENĘ
<i>Wyrób do diagnostyki in vitro stosowany w medycynie weterynaryjnej</i>	E4361-02	500 reakcji	
Zestaw przeznaczony do wykrywania sekwencji RNA specyficznych dla wirusa zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb			
KHV qPCR Kit	E4362-01	50 reakcji	1 540,00
<i>Wyrób do diagnostyki in vitro stosowany w medycynie weterynaryjnej</i>	E4362-02	100 reakcji	2 750,00
Zestaw przeznaczony do wykrywania sekwencji DNA specyficznej dla herpeswirusa koi w próbkach DNA karpia koi i karpia hodowlanych.			
CEV qPCR Kit	E4363-01	50 reakcji	1 540,00
<i>Wyrób do diagnostyki in vitro stosowany w medycynie weterynaryjnej</i>	E4363-02	100 reakcji	2 750,00
Zestaw przeznaczony do wykrywania sekwencji DNA specyficznej dla wirusa obrzęku karpia w próbkach DNA karpia koi i karpia hodowlanych			

OPIS ARTYKUŁU

NAZWA ARTYKUŁU	numer	j. m.	zł
dNTPs/rNTPs			
10 mM Ultrapure dNTPs Set	E0501-01	4 x 200 µl	45,00
	E0501-02	4 x 1 ml	209,00
<i>Zestaw ultraczystych dNTPs o stężeniu 10 mM (dATP, dCTP, dGTP, dTTP)</i>			
100 mM Ultrapure dNTPs Set	E0502-01	4 x 200 µl	292,00
	E0502-02	4 x 1 ml	858,00
<i>Zestaw ultraczystych dNTPs o stężeniu 100 mM (dATP, dCTP, dGTP, dTTP)</i>			
10 mM Ultrapure dNTPs Mix	E0503-01	1 ml	264,00
	E0503-02	5 x 1 ml	1 182,00
<i>Mieszanina ultraczystych dNTPs o stężeniu 10 mM każdy (dATP, dCTP, dGTP, dTTP)</i>			
5 mM Ultrapure dNTPs Mix	E0505-01	200 µl	63,00
	E0505-02	1 ml	264,00
<i>Mieszanina ultraczystych dNTPs o stężeniu 5 mM każdy (dATP, dCTP, dGTP, dTTP)</i>			
100 mM dUTP	E0515-01	200 µl	139,00
	E0515-02	1 ml	625,00
<i>Roztwór soli sodowej dUTP o stężeniu 100 mM</i>			
100 mM Ribo-Nucleotides Set	E0601-01	4 x 200 µl	204,00
	E0601-02	4 x 1 ml	876,00
<i>Zestaw ultraczystych rNTPs o stężeniu 100 mM (rATP, rCTP, rGTP, rUTP)</i>			

BIAŁKA WYKORZYSTYWANE W REAKCJACH PCR

Gp 32 Protein	E1170-01	100 µg	316,00
	E1170-02	500 µg	1 315,00
<i>Białko z bakteriofaga T4 wiążące jednoniciowe DNA</i>			
Single-stranded DNA Binding Protein	E4200-01	100 µg	262,00
	E4200-02	500 µg	1 052,00
<i>Białko z E.coli wiążące jednoniciowe DNA</i>			
Taq Single-stranded DNA Binding Protein	E4300-01	50 µg	262,00
	E4300-02	250 µg	1 052,00
<i>Białko z Thermus aquaticus wiążące jednoniciowe DNA</i>			
Uracil - N - glycosylase (UNG)	E1250-01	500 U	286,00
<i>Usuwa uracyl, zapobiegając zanieczyszczeniu reakcji PCR obcym DNA</i>			
Thermolabile Uracil - N - glycosylase (UNG)	E1251-01	500 U	286,00
<i>Termowrażliwe UNG ulega inaktywacji termicznej (5 min w 50°C)</i>			

TRANSKRYPCJA I ODWROTNA TRANSKRYPCJA

ZESTAWY DO TRANSKRYPCJI

T7 Transcription Kit	E0901-01	25 reakcji	484,00
	E0901-02	50 reakcji	858,00
<i>Zestaw do transkrypcji oparty na modyfikowanej polimerazie RNA bakteriofaga T7</i>			
Apt-Get 2'-F T7 Transcription Kit 2'-Fluoro-Pyrimidine Set	E0905-01	25 reakcji	572,00
	E0905-02	50 reakcji	1 012,00
<i>Zestaw do transkrypcji z Fluoro-NTPs oparty na modyfikowanej polimerazie bakteriofaga T7</i>			
Apt-Get 2'-F T3 Transcription Kit 2'-Fluoro-Pyrimidine Set	E0906-01	25 reakcji	572,00
	E0906-02	50 reakcji	1 012,00
<i>Zestaw do transkrypcji z Fluoro-NTPs oparty na modyfikowanej polimerazie bakteriofaga T3</i>			
Thermo T3 Transcription Kit	E0907-01	25 reakcji	484,00
	E0907-02	50 reakcji	858,00
<i>Zestaw do transkrypcji oparty na termostabilnej polimerazie RNA bakteriofaga T3</i>			
Thermo T7 Transcription Kit	E0908-01	25 reakcji	484,00
	E0908-02	50 reakcji	858,00
<i>Zestaw do transkrypcji oparty na termostabilnej polimerazie RNA bakteriofaga T7</i>			



nowy produkt



najlepiej sprzedający się produkt



produkt unikalny tylko w ofercie EURx



cena promocyjna

OPIS ARTYKUŁU					
NAZWA ARTYKUŁU	numer	j. m.	zł		
ODWROTNE TRANSKRYPTAZY					
AMV Reverse Transcriptase Native	E1372-01	500 U	595,00		
Odwrotna transkryptaza z wirusa AMV, natywna	E1372-02	2 500 U	2 821,00		
HIV Reverse Transcriptase	E1373-01	500 U	1 577,00		
Odwrotna transkryptaza z wirusa HIV	E1373-02	2 500 U	6 312,00		
Tth Reverse Transcriptase	E1374-01	100 U	420,00		
Odwrotna transkryptaza z Thermus thermophilus	E1374-02	500 U	1 683,00		
smART Reverse Transcriptase		E1376-01	10 000 U	347,00	
Rekombinowana odwrotna transkryptaza o zwiększonej termostabilności i procesywności		E1376-02	4 X 10 000 U	1 252,00	
ZESTAWY I ODCZYNNIKI DO ODWROTNEJ TRANSKRYPCJI					
NG dART RT Kit	Nowa Generacja dART!		E0801-01	25 reakcji	264,00
Zestaw do syntezy cDNA oparty na unikalnej odwrotnej transkryptazie dART			E0801-02	100 reakcji	904,00
			E0801-03	50 reakcji	473,00
NG dART RT-PCR Kit	Nowa Generacja dART!	E0802-01	25 reakcji	278,00	
Dwuetaповy zestaw do RT-PCR (z odwrotną transkryptazą dART i polimerazą OptiTaq)		E0802-02	100 reakcji	946,00	
OneStep RT-PCR Kit		E0803-01	25 reakcji	347,00	
Jednoetaповy zestaw do RT-PCR (dART i polimeraza "hot start")		E0803-02	100 reakcji	1 252,00	
smART First Strand cDNA Synthesis Kit		E0804-01	2 000 U	167,00	
Zestaw do syntezy cDNA oparty na wysokowydajnej i procesywnej odwrotnej transkryptazie smART		E0804-02	10 000 U	667,00	
		E0804-03	4 x 10 000 U	2 157,00	
smART RT-PCR Kit		E0805-01	25 reakcji	347,00	
Kompletny zestaw do dwuetapowej reakcji RT-PCR oparty na smART i OptiTaq polimerazie		E0805-02	100 reakcji	1 252,00	
smART RT-qPCR Kit		E0806-01	25 reakcji	347,00	
Kompletny zestaw do dwuetapowej reakcji RT-qPCR oparty na smART i SG qPCR master mix		E0806-02	100 reakcji	1 252,00	
smART RT-qPCR Kit, plus ROX Solution		E0807-01	25 reakcji	361,00	
Kompletny zestaw do dwuetapowej reakcji RT-qPCR oparty na smART i SG qPCR master mix, z referencyjnym barwnikiem ROX		E0807-02	100 reakcji	1 273,00	
Positive Control Set for RT-PCR		E0820-01	20 reakcji	139,00	
Zestaw primerów i syntetycznej matrycy RNA do pozytywnej weryfikacji reakcji RT-PCR					
smART Combo First Strand cDNA Synthesis Kit for RT-qPCR		E0808-01	50 reakcji	667,00	
Zestaw do syntezy cDNA w zoptymalizowanym buforze zawierającym Oligo (dT) ₂₀ /Heksamery oraz wysokowydajną i procesywną odwrotną transkryptazę smART		E0808-02	200 reakcji	2 157,00	
SG OneStep RT-qPCR Kit		E0810-01	25 reakcji	146,00	
Jednoetaповy zestaw do real-time RT-PCR		E0810-02	100 reakcji	584,00	
SG OneStep RT-qPCR Kit, plus ROX Solution		E0811-01	25 reakcji	160,00	
Jednoetaповy zestaw do real-time RT-PCR, z referencyjnym barwnikiem ROX		E0811-02	100 reakcji	606,00	
Probe OneStep RT-qPCR Kit		E0812-01	25 reakcji	146,00	
Jednoetaповy zestaw do real-time RT-PCR z użyciem sond		E0812-02	100 reakcji	584,00	

Verte!

OPIS ARTYKUŁU			
NAZWA ARTYKUŁU	numer	j. m.	zł
Probe OneStep RT-qPCR Kit, plus ROX Solution B	E0813-01	25 reakcji	160,00
Jednoetapowy zestaw do real-time RT-PCR z użyciem sond, z referencyjnym barwnikiem ROX	E0813-02	100 reakcji	606,00
Probe Multiplex OneStep RT-qPCR Kit	E0819-01	100 reakcji	834,00
Jednoetapowy zestaw do real-time RT-PCR z użyciem sond, w formacie multiplex	E0819-02	500 reakcji	3 479,00
SG OneStep PRO RT-qPCR Kit	E0825-01	25 reakcji	146,00
Zestaw do jednoetapowej reakcji real-time RT-PCR oparty na termostabilnej odwrotnej transkrypcji o wysokiej wierności	E0825-02	100 reakcji	584,00
SG OneStep PRO RT-qPCR Kit, plus ROX Solution	E0826-01	25 reakcji	160,00
Zestaw do jednoetapowej reakcji real-time RT-PCR oparty na termostabilnej odwrotnej transkrypcji o wysokiej wierności, z referencyjnym barwnikiem ROX	E0826-02	100 reakcji	606,00
Fast MM Probe Multiplex OneStep RT-qPCR Kit	E0830-01	100 reakcji	834,00
Jednoetapowy Master Mix do real-time fast RT-PCR w formacie multiplex	E0830-02	500 reakcji	3 479,00
Universal MM Probe Multiplex OneStep RT-qPCR Kit	E0831-01	100 reakcji	834,00
Jednoetapowy Master Mix do real-time RT-PCR w formacie multiplex	E0831-02	500 reakcji	3 479,00
EasyJOE Multiplex Master Mix	E0832-01	100 reakcji	ZAPYTAJ O CENĘ
Jednoetapowy Master Mix do real-time RT-PCR w formacie multiplex z wewnętrzną referencją	E0832-02	1 000 reakcji	
IC-RNAJOE	E0833-01	1 ml	ZAPYTAJ O CENĘ
Kontrolne RNA dla izolacji i przeprowadzania reakcji real-time RT-PCR			
IC-DNAJOE	E0834-01	1 ml	ZAPYTAJ O CENĘ
Kontrolne DNA dla izolacji i przeprowadzania reakcji real-time PCR			
Ribonuclease Inhibitor B	E4210-01	7 500 U	487,00
Inhibitor rybonukleaz, skuteczna inhibicja we wszystkich reakcjach enzymatycznych	E4210-02	37 500 U	1 739,00
Placental Ribonuclease Inhibitor	E4215-01	2 000 U	139,00
Rekombinowany enzym zapewniający skuteczną inhibicję RNaz we wszystkich typach reakcji	E4215-02	10 000 U	556,00
Random Hexamer Primers	E0101-01	20 µg	139,00
Mieszanina oligonukleotydów o przypadkowej sekwencji (5' NNNNNN 3')			
Modified Random Hexamer Primers	E0107-01	100 µl	278,00
Mieszanina oligonukleotydów o przypadkowej sekwencji (5' NNNNN*N*N 3'). Odporna na aktywność egzonukleazy 3'→5'. *-PTO			
Oligo(dT)₂₀ Primers	E0105-01	25 µg	278,00
Primery wykorzystywane podczas syntezy cDNA na matrycy mRNA z 3' poli A			
Anchored Oligo(dT)₂₀ VN Primers	E0106-01	25 µg	418,00
"Zakotwiczący" oligo dT starter, hybrydujący do miejsca łączenia poli-A i mRNA matrycy (eliminuje transkrypcję całego poli-A)			
Cut&Go gDNA Removal Kit	E0110-01	50 reakcji	440,00
Zestaw przeznaczony do usuwania śladów gDNA z preparatu RNA przed odwrotną transkrypcją	E0110-02	250 reakcji	1 980,00

OPIS ARTYKUŁU				
NAZWA ARTYKUŁU	numer	j. m.	zł	
REAKCJE LAMP				
Blue-LAMP Kit	E1410-01	100 reakcji	625,00	
	E1410-02	500 reakcji	2 783,00	
Zestaw do izotermicznej amplifikacji DNA z detekcją kolorymetryczną				
Blue-LAMP UNG Kit	E1411-01	100 reakcji	625,00	
	E1411-02	500 reakcji	2 783,00	
Zestaw do izotermicznej amplifikacji DNA z detekcją kolorymetryczną (zawiera dUTP oraz UNG)				
Blue-LAMP RT Kit	E1415-01	100 reakcji	696,00	
	E1415-02	500 reakcji	3 061,00	
Zestaw do izotermicznej amplifikacji DNA i RNA z detekcją kolorymetryczną				
Blue-LAMP UNG RT Kit	E1416-01	100 reakcji	696,00	
	E1416-02	500 reakcji	3 061,00	
Zestaw do izotermicznej amplifikacji DNA i RNA z detekcją kolorymetryczną (zawiera dUTP oraz UNG)				
Flo-LAMP Kit	E1420-01	100 reakcji	696,00	
	E1420-02	500 reakcji	3 061,00	
Zestaw do izotermicznej amplifikacji DNA z detekcją fluorescencyjną				
Flo-LAMP UNG Kit	E1421-01	100 reakcji	696,00	
	E1421-02	500 reakcji	3 061,00	
Zestaw do izotermicznej amplifikacji DNA z detekcją fluorescencyjną (zawiera dUTP oraz UNG)				
Flo-LAMP RT Kit	E1425-01	100 reakcji	765,00	
	E1425-02	500 reakcji	3 479,00	
Zestaw do izotermicznej amplifikacji DNA i RNA z detekcją fluorescencyjną				
Flo-LAMP UNG RT Kit	E1426-01	100 reakcji	765,00	
	E1426-02	500 reakcji	3 479,00	
Zestaw do izotermicznej amplifikacji DNA i RNA z detekcją fluorescencyjną (zawiera dUTP oraz UNG)				
WZORCE WIELKOŚCI DNA I BIAŁEK				
WZORCE WIELKOŚCI DNA				
Perfect Plus™ 50-500 bp DNA Ladder	E3145-01	100 ścieżek	271,00	
	E3145-02	500 ścieżek	1 093,00	
Marker wielkości DNA w zakresie 50 - 500 pz (50, 100, 250, 400, 500 pz)				
Perfect Plus™ 2 kb DNA Ladder	E3140-01	100 ścieżek	271,00	
	E3140-02	500 ścieżek	1 093,00	
Marker wielkości DNA w zakresie 50 - 2000 pz (50, 150, 300, 500, 750, 1000, 1500, 2000 pz)				
Perfect Plus™ Molecular Weight Quantitative DNA Ladder	E3161-01	100 ścieżek	271,00	
	E3161-02	500 ścieżek	1 093,00	
Marker umożliwiający ocenę ilości i wielkości DNA w zakresie 100 - 5000 pz (100, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 5000 pz)				
Perfect™ 100 bp DNA Ladder		E3134-01	50 µg	222,00
		E3134-02	250 µg	891,00
Marker wielkości DNA w zakresie 100 - 2500 pz (100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500, 2000, 2500 pz)				
Perfect™ 100-1000 bp DNA Ladder		E3141-01	50 µg	222,00
		E3141-02	250 µg	891,00
Marker wielkości DNA w zakresie 100 - 1000 pz (100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 pz)				
Perfect™ 1 kb DNA Ladder		E3130-01	100 µg	174,00
		E3130-02	500 µg	709,00
Marker wielkości DNA w zakresie 500 - 10000 pz (500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10000 pz)				
Perfect Plus™ 1 kb DNA Ladder		E3131-01	100 µg	188,00
		E3131-02	500 µg	773,00
Marker wielkości DNA w zakresie 250 - 10000 pz (250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10000 pz)				

OPIS ARTYKUŁU			
NAZWA ARTYKUŁU	numer	j. m.	zł
WZORCE WIELKOŚCI BIAŁEK			
Perfect™ Tricolor Protein Ladder Marker wielkości białka w zakresie 11 - 245 kDa, niebiesko-zielono-czerwony (11, 17, 20, 25, 35, 48, 63, 75, 100, 135, 180, 245 kDa)	E3210-01	50 ścieżek	275,00
Perfect™ Rainbow Protein Ladder Marker wielkości białka w zakresie 5 - 250 kDa, niebiesko-żółto-zielono-pomarańczowo-fioletowy (5, 11, 15, 20, 25, 36, 50, 58, 80, 110, 135, 180, 250 kDa)	E3212-01	50 ścieżek	275,00
POLIMERAZY MEZOFILNE			
DNA Polymerase Alpha <i>Ludzka polimeraza DNA Alfa</i>	E1075-01	50 U	1 571,00
	E1075-02	200 U	5 371,00
DNA Polymerase Gamma <i>Ludzka polimeraza DNA Gamma</i>	E1076-01	50 U	1 571,00
	E1076-02	200 U	5 371,00
DNA Polymerase Beta <i>Ludzka polimeraza DNA Beta</i>	E1077-01	50 U	1 224,00
	E1077-02	200 U	4 209,00
Bst DNA Polymerase exo- <i>Polimeraza DNA z Bacillus stearothermophilus (duży fragment, egzonukleaza⁻)</i>	E1078-01	1 600 U	354,00
	E1078-02	8 000 U	1 593,00
Opti Bst DNA Polymerase LF <i>Polimeraza Bst optymalizowana dla LAMP (Loop Mediated Isothermal Amplification)</i>	E1079-01	1 600 U	354,00
	E1079-02	8 000 U	1 593,00
DNA Polymerase I <i>Polimeraza DNA z E.coli</i>	E1080-01	500 U	264,00
	E1080-02	2 500 U	1 051,00
Klenow Fragment <i>Polimeraza DNA z E.coli - fragment Klenowa</i>	E1091-01	200 U	250,00
	E1091-02	1 000 U	995,00
Klenow Fragment exo- <i>Polimeraza DNA z E.coli - fragment Klenowa, egzonukleaza⁻</i>	E1092-01	200 U	264,00
	E1092-02	1 000 U	1 051,00
Poly (A) Polymerase <i>Poli (A) polimeraza RNA z E.coli</i>	E1240-01	40 U	292,00
	E1240-02	200 U	1 155,00
T4 DNA Polymerase <i>Polimeraza DNA z bakteriofaga T4</i>	E1100-01	200 U	313,00
	E1100-02	1 000 U	1 259,00
T7 RNA Polymerase <i>Polimeraza RNA z bakteriofaga T7</i>	E1290-01	5 000 U	397,00
	E1290-02	25 000 U	1 315,00
Terminal Deoxynucleotidyl Transferase <i>Terminalna Transferaza Deoksyrybonukleinowa</i>	E1390-01	500 U	292,00
	E1390-02	2 500 U	1 155,00
phi29 DNA Polymerase <i>Wysoceprocesywna polimeraza DNA faga Phi29 (rekombinowana)</i>	E1401-01	250 U	292,00
	E1401-02	1 250 U	1 155,00
MDA phi29 Kit <i>Zestaw do wysokowydajnej amplifikacji całego genomu z nanogramowych ilości próbki DNA</i>	E1402-01	25 reakcji	397,00
	E1402-02	125 reakcji	1 315,00
Bsu DNA Polymerase <i>Duży fragment mezofilnej DNA polimerazy I z B. subtilis, pozbawiony aktywności</i>	E1450-01	200 U	292,00
	E1450-02	1 000 U	1 155,00

OPIS ARTYKUŁU

NAZWA ARTYKUŁU

numer

j. m.

zł

NUKLEAZY

OMNI Nuclease

E1120-01

20 000 U

167,00

E1120-02

100 000 U

765,00

Niespecyficzna nukleaza degradująca wszystkie formy DNA i RNA

Tth Endonuclease IV

E1123-01

500 U

369,00

Termostabilna endonukleaza AP przecinająca apurynowe/apirymidynowe miejsca w DNA

DNase I (RNase-free)

E1345-01

1 000 U

82,00

E1345-02

5 000 U

330,00

Dezoksyrybonukleaza wykorzystująca jako substrat dsDNA i ssDNA, wolna od RNaz

RNase I

E1300-01

10 000 U

369,00

E1300-02

50 000 U

1 475,00

Niespecyficzna rybonukleaza z E.coli

RNase III

E1340-01

200 U

570,00

E1340-02

1 000 U

2 290,00

Rybonukleaza z E.coli wykorzystująca jako substrat dsRNA

RNase A

E1350-01

10 mg (1 ml)

133,00

E1350-02

50 mg (5 ml)

556,00

Endorybonukleaza wykorzystująca jako substrat głównie ssRNA, wolna od DNaz

RNase H

E1330-01

250 U

286,00

E1330-02

1 250 U

1 155,00

Endorybonukleaza z E.coli degradująca nić RNA w hybrydach typu RNA-DNA

Thermostable RNase H

E1325-01

500 U

570,00

E1325-02

2 500 U

2 290,00

Endorybonukleaza z Thermus thermophilus degradująca nić RNA w hybrydach typu RNA-DNA

Exonuclease I



E1150-01

4 000 U

264,00

E1150-02

20 000 U

1 051,00

Egzonukleaza z E.coli degradująca ssDNA w kierunku 3' → 5'

Exoribonuclease XRN-1

E1155-01

50 U

660,00

Rekombinowana 5'→3' egzorybonukleaza z E.coli

Exonuclease III

E1140-01

25 000 U

264,00

E1140-02

125 000 U

1 051,00

Egzonukleaza z E.coli degradująca dsDNA w kierunku 3' → 5'

Exonuclease T5

E1130-01

1 000 U

264,00

E1130-02

5 000 U

1 051,00

Egzonukleaza z E.coli (fag T5) degradująca dsDNA i ssDNA w kierunku 5' → 3'

Lambda Exonuclease

E1180-01

1 000 U

264,00

E1180-02

5 000 U

1 051,00

Egzonukleaza z E.coli (lambda) degradująca dsDNA w kierunku 5' → 3'

S1 Nuclease

E1335-01

10 000 U

209,00

E1335-02

50 000 U

820,00

Niespecyficzna endonukleaza wykorzystująca jako substrat jednoniciowe DNA i RNA

T7 Endonuclease I

E1125-01

250 U

389,00

E1125-02

1 250 U

1 739,00

Rozpoznaje i tníe niedopasowane DNA, struktury DNA w kształcie krzyża, struktury Hollidaya i heterodupleks DNA



nowy produkt



najlepiej sprzedający się produkt



produkt unikalny tylko w ofercie EURx



cena promocyjna

OPIS ARTYKUŁU			
NAZWA ARTYKUŁU	numer	j. m.	zł
LIGAZY I ZESTAWY DO KLONOWANIA			
DNA Ligase	E1065-01	500 U	661,00
<i>Rekombinowana ligaza DNA z E.coli</i>	E1065-02	2 500 U	2 630,00
T4 RNA Ligase 1	E1059-01	1 000 U	440,00
<i>Rekombinowana ligaza RNA z E.coli infekowanej bakteriofagiem T4</i>			
T4 DNA Ligase	B	E1060-01	20 000 U 174,00
<i>Rekombinowana ligaza DNA z E.coli infekowanej bakteriofagiem T4</i>		E1060-02	100 000 U 418,00
Taq DNA Ligase		E1070-01	1 000 U 209,00
<i>Rekombinowana ligaza DNA z Thermus aquaticus</i>		E1070-02	5 000 U 842,00
LigON Kit	B	E1050-01	10 reakcji 556,00
<i>Zestaw do mutagenazy i klonowania produktów PCR bez użycia enzymów restrykcyjnych</i>		E1050-02	50 reakcji 2 295,00
SpeedyLink DNA Ligation Kit		E1055-01	30 reakcji 347,00
<i>Zestaw do szybkiej (5 min) reakcji ligacji DNA w temperaturze pokojowej (tępe i lepkie końce)</i>		E1055-02	150 reakcji 1 061,00
ENZYMY I ODCZYNNIKI O SPECJALNYM PRZEZNACZENIU			
MODYFIKACJA DNA			
Calf Intestinal Alkaline Phosphatase		E1025-01	1 000 U 139,00
<i>Rekombinowana fosfataza alkaliczna z jelita cielęcego</i>		E1025-02	5 000 U 625,00
Polar - BAP Thermosensitive Alkaline Phosphatase	B	E1027-01	1 000 U 278,00
<i>Termowrażliwa fosfataza alkaliczna (inaktywacja w ciągu 5 min w temp 70°C)</i>		E1027-02	5 000 U 1 322,00
Fast Polar-BAP Thermosensitive Alkaline Phosphatase		E1028-01	1 000 U 347,00
<i>Termowrażliwa fosfataza alkaliczna o przyspieszonym czasie działania</i>		E1028-02	5 000 U 1 391,00
Exo-BAP Kit	B	E1011-01	100 reakcji 209,00
<i>Do oczyszczania próbek po reakcji PCR z pozostałości starterów oraz wolnych nukleotydów</i>		E1011-02	500 reakcji 974,00
Exo-BAP Mix		E1012-01	100 reakcji 209,00
<i>Do oczyszczania próbek po reakcji PCR z pozostałości starterów oraz wolnych nukleotydów (zestaw zawiera zmieszane we właściwych proporcjach Exo I i Polar-BAP)</i>		E1012-02	500 reakcji 974,00
T4 Polynucleotide Kinase		E1261-01	1 000 U 397,00
<i>Rekombinowana kinaza polinukleotydowa z E.coli infekowanej bakteriofagiem T4</i>		E1261-02	5 000 U 1 586,00
Thermophilic Pyrophosphatase		E1267-01	50 U 397,00
<i>Rekombinowana termofilna pirofosfataza z Thermus aquaticus</i>		E1267-02	250 U 1 586,00
Rec A Protein		E1370-01	0,2 mg 361,00
<i>Rekombinowane białko Rec A z E.coli</i>		E1370-02	1 mg 1 433,00
Endocyclase N15	U	E4410-01	50 U 107,00
<i>Rekombinowana protomeraza z E.coli infekowanej bakteriofagiem N15</i>		E4410-02	250 U 436,00

OPIS ARTYKUŁU				
NAZWA ARTYKUŁU	numer	j. m.	zł	
MODYFIKACJA RNA				
RNA 5' Pyrophosphohydrolase (RppH)	E1280-01	200 U	440,00	
Rekombinowana RNA 5' pyrofosfohydrolaza z E.coli				
REPLIKACJA DNA				
SV40 Large Antigen		E5800-01	20 µg	993,00
Duży białkowy antygen T wirusa SV40		E5800-02	100 µg	3 798,00
COT DNA				
Human COT DNA	E4110-01	0,5 mg	556,00	
COT DNA z ludzkiego łożyska (fragmenty 50 - 300 pz)	E4110-02	2 mg	2 101,00	
Uncut Human Placental DNA	E4111-01	0,5 mg	556,00	
COT DNA z ludzkiego łożyska	E4111-02	2 mg	2 101,00	
DNA - PRECYPITACJA I WIZUALIZACJA				
Vivid Violet DNA/ RNA Co-Precipitate		E4502-01	250 µl	264,00
Zapewnia wydajną precypitację DNA i RNA				
SimplySafe™		E4600-01	1 ml	286,00
Nieszkodliwy odpowiednik bromku etydyny		E4600-02	10 ml	2 435,00
WSPOMAGANIE REAKCJI ENZYMATYCZNYCH				
BSA	E4020-01	75 mg	264,00	
Acetylowana albumina bydlęca	E4020-02	375 mg	1 051,00	
AGARAZY				
Agaraza	E4800-01	100 U	292,00	
Rekombinowana β-agaraza ze Streptomyces sp.	E4800-02	500 U	1 051,00	
BIOLUMINESCENCJA				
Luciferase	E4720-01	0.5 mg	300,00	
Rekombinowana lucyferaza z Photinus pyralis o zwiększonej bioluminescencji	E4720-02	2.5 mg	1 350,00	
BIAŁKA FLUORESCENCYJNE				
Yellow Fluorescent Protein YFP	E4701-01	100 µg	660,00	
Rekombinowane żółte białko fluorescencyjne				
Green Fluorescent Protein GFP	E4702-01	100 µg	660,00	
Rekombinowane zielone białko fluorescencyjne				
Enhanced Blue Fluorescent Protein EBFP	E4703-01	100 µg	660,00	
Rekombinowane niebieskie białko o wzmocnionej fluorescencji				
Red Fluorescent Protein dsRED	E4704-01	100 µg	660,00	
Rekombinowane czerwone białko fluorescencyjne				
mCherry Fluorescent Protein	E4705-01	100 µg	660,00	
Rekombinowane czerwone białko fluorescencyjne mCherry				

OPIS ARTYKUŁU			
NAZWA ARTYKUŁU	numer	j. m.	zł
WODA, BUFORY I ROZTWORY (wolne od RNaz i DNaz, dla biologii molekularnej)			
IPTG	E0205-01	5 g	165,00
Syntetyczny analog laktozy, inaktywuje represor lac i indukuje syntezę beta-galaktozydazy			
IPTG, roztwór 100 mM	E0207-01	10 x 1 ml	275,00
Gotowy do użycia roztwór wodny			
RNase-free water, DEPC treated	E0210-01	5 x 1,5 ml	83,00
	E0210-02	5 x 5,0 ml	134,00
	E0210-03	500 ml	167,00
Woda wolna od RNaz			
PCR water	E0211-01	5 x 1,5 ml	139,00
	E0211-02	10 x 1,5 ml	258,00
Najwyższej czystości, sterylna, dejonizowana i redestylowana woda do reakcji enzymatycznych			
Nuclease-free water, not DEPC treated	E0212-01	100 ml	69,00
	E0212-02	1 l	104,00
Woda wolna do RNaz i DNaz			
50 x TAE	E0220-01	500 ml	209,00
	E0220-02	1 l	382,00
5 x TBE	E0230-01	1 l	152,00
	E0230-02	5 x 1 l	675,00
0,5 M EDTA pH 8,0	E0240-01	100 ml	91,00
	E0240-02	500 ml	139,00
	E0240-03	1 l	250,00
1 x TE pH 8,0	E0250-01	500 ml	97,00
	E0250-02	1 l	133,00
1 M Tris-HCl pH 6,8	E0270-01	1 l	216,00
1 M Tris-HCl pH 7,0	E0271-01	1 l	216,00
1 M Tris-HCl pH 7,5	E0272-01	1 l	216,00
1 M Tris-HCl pH 8,0	E0273-01	1 l	216,00
1 M Tris-HCl pH 8,8	E0274-01	1 l	216,00
5 x TG	E0254-01	500 ml	56,00
	E0254-02	1 l	97,00
5 x TGS	E0255-01	500 ml	63,00
	E0255-02	1 l	104,00
1 x PBS	E0281-01	500 ml	56,00
	E0281-02	1 l	102,00
1 x PBS (bez jonów Ca ²⁺ i Mg ²⁺)	E0282-01	500 ml	49,00
	E0282-02	1 l	93,00
2 x RNA Loading Buffer PLUS	E0258-01	1 ml	139,00
Bufor obciążający zawierający bromek etydyny (elektroforeza RNA)			
2 x RNA Loading Buffer	E0259-01	1 ml	139,00
Bufor obciążający (elektroforeza RNA)			
6 x Loading Buffer BLUE	B	E0260-01	5 x 1 ml 139,00
Niebieski bufor obciążający (elektroforeza DNA)			
6 x Loading Buffer RED		E0261-01	5 x 1 ml 139,00
Czerwony bufor obciążający (elektroforeza DNA)			
6 x Loading Buffer GREEN		E0262-01	5 x 1 ml 139,00
Zielony bufor obciążający (elektroforeza DNA)			
6 x Loading Buffer YELLOW		E0263-01	5 x 1 ml 139,00
Żółty bufor obciążający (elektroforeza DNA)			

Verte!



nowy produkt



najlepiej sprzedający się produkt



produkt unikalny tylko w ofercie EURx



cena promocyjna

OPIS ARTYKUŁU			
NAZWA ARTYKUŁU	numer	j. m.	zł
6 x Loading Buffer ORANGE <i>Pomarańczowy bufor obciążający (elektroforeza DNA)</i>	E0264-01	5 x 1 ml	139,00
6 x Loading Buffer TriDye <i>Kolorowy bufor obciążający (elektroforeza DNA)</i>	E0265-01	5 x 1 ml	139,00
Bufor ekstrakcyjny CTAB <i>Roztwór lizujący do tkanek roślinnych</i>	E0290-01	1 l	347,00
Mild Cell Lysis <i>Łagodny roztwór do lizy komórek w hodowlach komórkowych i homogenatów tkanek</i>	E0292-01	50 ml	104,00
	E0292-02	200 ml	400,00
Mild Cell Lysis PLUS <i>Łagodny roztwór do lizy komórek zawiera inhibitory fosfataz NaF i Na3VO4</i>	E0293-01	50 ml	115,00
	E0293-02	200 ml	440,00
Basic Cell Lysis <i>Roztwór do lizy komórek w hodowlach komórkowych i homogenatów tkanek (silniejsza liza od Mild Cell Lysis, łagodniejsza od RIPA)</i>	E0294-01	50 ml	209,00
	E0294-02	200 ml	800,00
RIPA Lysis Buffer <i>Bufor lizujący RIPA (Radioimmunoprecipitation Assay)</i>	E0295-01	50 ml	209,00
	E0295-02	200 ml	800,00
BlueStain Sensitive <i>Umożliwia szybkie i bezpieczne wybarwienie białek rozdzielonych w SDS-PAGE (czułość minimalna - 35 ng białka)</i>	E0298-01	1 l	236,00
BlueStain Sensitive Plus <i>Umożliwia szybkie i bezpieczne wybarwienie białek rozdzielonych w SDS-PAGE (czułość minimalna - 20 ng białka)</i>	E0297-01	1 l	209,00
4 x Protein Loading Buffer <i>Bufor obciążający bez czynnika redukującego mostki dwusiarczkowe (elektroforeza SDS-PAGE)</i>	E0268-01	10 x 1 ml	111,00
4 x Protein Loading Buffer Plus <i>Bufor obciążający, zawiera 2-merkaptoetanol (elektroforeza SDS-PAGE)</i>	E0269-01	10 x 1 ml	111,00
ZESTAWY XELEX			
Zestawy XELEX wykorzystują technologię selekcji aptamerów DNA i RNA o pożądanych właściwościach. Zestaw opiera swoje działanie na wykorzystaniu emulsji do proporcjonalnej amplifikacji i technologii GeneMATRIX do oczyszczania wzbogaconej puli ligandów.			
XELEX DNA CORE Kit (Combo)	E3650-01	50 selekcji 25 analiz	1 608,00
XELEX DNA CORE Kit (Selection unit)	E3651-01	50 selekcji	862,00
XELEX DNA CORE Kit (Analysis unit)	E3652-01	25 analiz	529,00
XELEX RNA CORE Kit <i>Przy zamówieniu należy zwrócić uwagę czy nie zachodzi konieczność oddzielnego dokupienia E3652</i>	E3660-01	50 selekcji	2 287,00

OPIS ARTYKUŁU				
NAZWA ARTYKUŁU		numer	j. m.	zł
AGAROZY (wolne od RNaz i DNaz, dla biologii molekularnej)				
Agarose		E0301-100	100 g	250,00
Agarosa do rutynowych zastosowań		E0301-500	500 g	834,00
High Resolution Agarose		E0302-50	50 g	696,00
Agarosa wysokorozdzielcza				
Low Melting Agarose		E0303-50	50 g	667,00
Agarosa niskotopliwa				
Agarose tablets		E0305-01	50 tabletek	139,00
		E0305-02	200 tabletek	487,00
Agarosa w tabletkach (każda tabletką zawiera 0,5 g agarozy)				
Agarose GQT		E0306-100	100 g	278,00
Wysocze oczyszczona agarosa do wykonywania żeli preparatywnych. Posiada certyfikat GQT (Genetic Quality Tested)				
ODCZYNNIKI I SKŁADNIKI POŻYWEK KULTUR TKANKOWYCH				
Fetal Bovine Serum (Brazylia)		E5050-02	500 ml	ZAPYTAJ O CENĘ
Plodowa surowica bydlęca, posiada certyfikat sprzedaży w UE. Kraj pochodzenia - Brazylia				
Fetal Bovine Serum HI (Brazylia)		E5051-02	500 ml	ZAPYTAJ O CENĘ
Plodowa surowica bydlęca, inaktywowana termicznie, posiada certyfikat sprzedaży w UE. Kraj pochodzenia - Brazylia				
Fetal Bovine Serum (Kolumbia)		E5052-02	500 ml	ZAPYTAJ O CENĘ
Plodowa surowica bydlęca, posiada certyfikat sprzedaży w UE. Kraj pochodzenia - Kolumbia				
Fetal Bovine Serum HI (Kolumbia)		E5053-02	500 ml	ZAPYTAJ O CENĘ
Plodowa surowica bydlęca, inaktywowana termicznie, posiada certyfikat sprzedaży w UE. Kraj pochodzenia - Kolumbia				
PROTEAZY, ENZYMY I ODCZYNNIKI DO PROTEOMIKI				
Proteinase K		E4350-01	1 ml	109,00
		E4350-02	5 x 1 ml	430,00
Proteinaza K wykorzystywana do trawienia białek (roztwór 20 mg/ml)				
Subtilisin E		E4355-01	100 µg	125,00
Bakteryjna proteaza serynowa o szerokiej swoistości substratowej, wykorzystywana do kontrolowanej obróbki białek		E4355-02	500 µg	560,00
Sortase A		E4400-01	20 µg	438,00
Ligaza białkowa				
TEV Protease		E4310-01	1 000 U	167,00
		E4310-02	10 000 U	1 531,00
Proteaza cysteinowa z wirusa Tobacco Etch Virus				
Lysozyme		E4320-01	1 ml	139,00
		E4320-02	5 x 1 ml	612,00
Lizozym z białka jaja kurzego, wspomagający lizę ściany komórkowej (10 mg/ml)				

OPIS ARTYKUŁU						
NAZWA ARTYKUŁU				numer	j. m.	zł
ENDONUKLEAZY RESTRYKCYJNE						
Enzym	Prototyp	Temperatura reakcji	Rozpoznawana sekwencja	numer katalogowy		
AccI	AccI	37°C	GT / MKAC	E2004-01	500 U	292,00
				E2004-02	2 500 U	1 169,00
AcvI	PmaCI	37°C	CAC / GTG	E2005-01	1 500 U	209,00
				E2005-02	7 500 U	834,00
AluI	AluI	37°C	AG / CT	E2010-01	500 U	194,00
				E2010-02	2 500 U	765,00
ApaI	ApaI	25°C	GGGCC / C	E2015-01	5 000 U	264,00
				E2015-02	25 000 U	1 051,00
AvaI	AvaI	37°C	C / YCGRG	E2006-01	2 000 U	209,00
				E2006-02	10 000 U	834,00
AvaII	AvaII	37°C	G / GWCC	E2007-01	1 000 U	222,00
				E2007-02	5 000 U	911,00
AvrII	AvrII	37°C	C / CTAGG	E2003-01	400 U	473,00
				E2003-02	2000 U	1 892,00
BamI	BamI	37°C	TGG / CCA	E2008-01	250 U	334,00
				E2008-02	1 250 U	1 329,00
BamHI	BamHI	37°C	G / GATCC	E2050-01	10 000 U	209,00
				E2050-02	50 000 U	834,00
BanII	HgiIII	37°C	GRGCY / C	E2060-01	1 000 U	236,00
				E2060-02	5 000 U	946,00
BglI	BglI	37°C	GCCNNNN / NGGC	E2080-01	2 000 U	209,00
				E2080-02	10 000 U	834,00
BglII	BglII	37°C	A / GATCT	E2090-01	2 000 U	209,00
				E2090-02	10 000 U	834,00
BsiHKCI	AvaI	65°C	C / YCGRG	E2109-01	10 000 U	236,00
				E2109-02	50 000 U	946,00
BspHI	BspHI	37°C	T / CATGA	E2116-01	500 U	334,00
				E2116-02	2 500 U	1 329,00
BssHII	BsePI	50°C	G / CGCGC	E2115-01	200 U	236,00
				E2115-02	1 000 U	946,00
BstXI	BstXI	50°C	CCANNNNN / NTGG	E2118-01	1 000 U	236,00
				E2118-02	5 000 U	946,00
ClaI	ClaI	37°C	AT / CGAT	E2110-01	1 000 U	264,00
				E2110-02	5 000 U	1 071,00
CviJI	CviJI	37°C	RG / CY	E2125-01	100 U	661,00
				E2125-02	400 U	2 101,00
CviJI*	CviJI*	37°C	G / C except YG / CR	E2126-01	100 U	870,00
				E2126-02	400 U	2 783,00
DdeI	DdeI	37°C	C / TNAG	E2140-01	500 U	292,00
				E2140-02	2 500 U	1 169,00
DpnI	DpnI	37°C	GA / TC	E2135-01	500 U	202,00
				E2135-02	2 500 U	786,00
DraI	AhaIII	37°C	TTT / AAA	E2145-01	2 000 U	194,00
				E2145-02	10 000 U	759,00
EcoRI	EcoRI	37°C	G / AATTC	E2150-01	10 000 U	194,00
				E2150-02	50 000 U	759,00
EcoRV	EcoRV	37°C	GAT / ATC	E2160-01	2 000 U	194,00
				E2160-02	10 000 U	759,00
FokI	FokI	37°C	GGATG (9/13)	E2170-01	500 U	209,00
				E2170-02	2 500 U	834,00
HaeIII	HaeIII	37°C	GG / CC	E2180-01	3 000 U	194,00
				E2180-02	15 000 U	759,00
HhaI	HhaI	37°C	GCG / C	E2190-01	2 000 U	292,00
				E2190-02	10 000 U	1 169,00
HincII	HindII	37°C	GTY / RAC	E2200-01	1 000 U	209,00
				E2200-02	5 000 U	834,00

Verte!

OPIS ARTYKUŁU

NAZWA ARTYKUŁU				numer	j. m.	zł
HindIII	 HindIII	37°C	A / AGCTT	E2220-01	10 000 U	194,00
				E2220-02	50 000 U	759,00
Hinfl	Hinfl	37°C	G / ANTC	E2240-01	5 000 U	209,00
				E2240-02	25 000 U	834,00
Hpal	Hpal	37°C	GTT / AAC	E2250-01	500 U	194,00
				E2250-02	2 500 U	759,00
HpaII	HpaII	37°C	C / CGG	E2260-01	2 000 U	194,00
				E2260-02	10 000 U	759,00
HpySP4III	Tsp4CI	37°C	ACN / GT	E2270-01	250 U	341,00
				E2270-02	1 250 U	1 441,00
KpnI	KpnI	37°C	GGTAC / C	E2280-01	3 000 U	209,00
				E2280-02	15 000 U	834,00
LlaDII	Fnu4HI	37°C	GC / NGC	E2281-01	200 U	209,00
				E2281-02	1 000 U	834,00
MboI	MboI	37°C	/ GATC	E2283-01	200 U	209,00
				E2283-02	1 000 U	834,00
MboII	MboII	37°C	GAAGA (8/7)	E2284-01	250 U	209,00
				E2284-02	1 250 U	834,00
MluI	MluI	37°C	A / CGCGT obniżona aktywność star	E2288-01	1 000 U	209,00
				E2288-02	5 000 U	834,00
MnII	MnII	37°C	CCTC (7/6)	E2289-01	250 U	209,00
				E2289-02	1 250 U	834,00
MspI	HpaII	37°C	C / CGG	E2290-01	5 000 U	209,00
				E2290-02	25 000 U	834,00
NarI	NarI	37°C	GG / CGCC	E2291-01	200 U	209,00
				E2291-02	1 000 U	834,00
NcoI	 NcoI	37°C	C / CATGG	E2292-01	1 000 U	209,00
				E2292-02	5 000 U	834,00
NdeI	NdeI	37°C	CA / TATG	E2293-01	500 U	146,00
				E2293-02	2 500 U	584,00
NheI	NheI	37°C	G / CTAGT	E2294-01	500 U	146,00
				E2294-02	2 500 U	584,00
NotI	NotI	37°C	GC / GGCCGC obniżona aktywność star	E2296-01	500 U	292,00
				E2296-02	2 500 U	1 169,00
NruI	NruI	37°C	TCG / CGA	E2297-01	1 000 U	209,00
				E2297-02	5 000 U	834,00
NsiI	NsiI	37°C	ATGCA / T	E2298-01	1 000 U	292,00
				E2298-02	5 000 U	1 169,00
PaiI	AgeI	37°C	A / CCGGT	E2299-01	200 U	320,00
				E2299-02	1 000 U	1 266,00
PstI	PstI	37°C	CTGCA / G	E2300-01	10 000 U	236,00
				E2300-02	50 000 U	946,00
PvuI	PvuI	37°C	CGAT / CG	E2320-01	200 U	194,00
				E2320-02	1 000 U	759,00
PvuII	PvuII	37°C	CAG / CTG obniżona aktywność star	E2331-01	5 000 U	236,00
				E2331-02	25 000 U	946,00
RsaI	RsaI	37°C	GT / AC	E2340-01	1 000 U	209,00
				E2340-02	5 000 U	834,00
RsrII	RsrII	37°C	CG / GWCCG	E2342-01	100 U	209,00
				E2342-02	500 U	834,00
SacI	SacI	37°C	GAGCT / C	E2350-01	2 000 U	209,00
				E2350-02	10 000 U	834,00
SacII	SacII	37°C	CCGC / GG	E2352-01	2 000 U	209,00
				E2352-02	10 000 U	834,00
Sall	Sall	37°C	G / TCGAC obniżona aktywność star	E2371-01	2 000 U	236,00
				E2371-02	10 000 U	946,00
Sau3AI	MboI	37°C	/ GATC	E2375-01	200 U	236,00
				E2375-02	1 000 U	946,00
ScrFI	Bme1390I	37°C	CC / NGG	E2377-01	1 000 U	292,00
				E2377-02	5 000 U	1 169,00
ScaI	ScaI	37°C	AGT / ACT obniżona aktywność star	E2379-01	1 000 U	236,00
				E2379-02	5 000 U	946,00

Verte!

OPIS ARTYKUŁU						
NAZWA ARTYKUŁU				numer	j. m.	zł
Sfil	Sfil	37°C	GGCCNNNN / NGGCC obniżona aktywność star	E2381-01	2 000 U	236,00
				E2381-02	10 000 U	946,00
SmaI	SmaI	25°C	CCC / GGG	E2390-01	2 000 U	209,00
				E2390-02	10 000 U	834,00
SpeI	SpeI	37°C	A / CTAGT	E2398-01	500 U	236,00
				E2398-02	2 500 U	946,00
SphI	SphI	37°C	GCATG / C	E2400-01	250 U	209,00
				E2400-02	1 250 U	834,00
SspI	SspI	37°C	AAT / ATT	E2402-01	1 000 U	236,00
				E2402-02	5 000 U	946,00
StuI	StuI	37°C	AGG / CCT	E2405-01	1 000 U	209,00
				E2405-02	5 000 U	834,00
TaqI	TaqI	65°C	T / CGA	E2410-01	4 000 U	209,00
				E2410-02	20 000 U	834,00
TaqII	TaqII	65°C	GACCGA (11/9)	E2411-01	100 U	473,00
				E2411-02	500 U	1 892,00
TspDTI	TspDTI	70°C	ATGAA (11/9)	E2502-01	50 U	473,00
				E2502-02	250 U	1 892,00
TspGWI	TspGWI	70°C	ACGGA (11/9)	E2501-01	50 U	473,00
				E2501-02	250 U	1 892,00
Tth111I	Tth111I	65°C	GACN / NNGTC	E2420-01	1 000 U	264,00
				E2420-02	5 000 U	1 051,00
XbaI	XbaI	37°C	T / CTAGA	E2430-01	3 000 U	209,00
				E2430-02	15 000 U	834,00
XhoI	XhoI	37°C	C / TCGAG	E2440-01	4 000 U	209,00
				E2440-02	20 000 U	834,00

ZESTAWY DO OCZYSZCZANIA RNA

ZESTAWY KOLUMNOWE GeneMATRIX

GeneMATRIX ENVIRONMENTAL DNA & RNA Purification Kit <i>Uniwersalny zestaw do izolacji DNA genomowego oraz całkowitego RNA z jednej próbki: z gleby, kału oraz próbek środowiskowych</i>		E3572-01	25 izolacji	342,00
		E3572-02	100 izolacji	1 246,00
GeneMATRIX VIRAL RNA/DNA Purification Kit <i>Zestaw do oczyszczania wirusowego RNA/DNA z osocza, surowicy oraz innych płynów ustrojowych wolnych od komórek</i>	B	E3592-01	25 izolacji	311,00
		E3592-02	100 izolacji	1 139,00
GeneMATRIX FFPE RNA Purification Kit <i>Zestaw do izolacji RNA z tkanek utrwalonych w formalinie/parafinie (FFPE-formalin-fixed, paraffin-embedded)</i>		E3593-01	25 izolacji	311,00
		E3593-02	100 izolacji	1 139,00
GeneMATRIX UNIVERSAL BLOOD RNA Purification Kit <i>Zestaw do izolacji RNA z krwi ludzkiej lub zwierzęcej, świeżej lub mrożonej z dodatkiem buforu stabilizującego znajdującego się w zestawie</i>		E3594-01	25 izolacji	667,00
		E3596-01	25 izolacji	269,00
GeneMATRIX HUMAN BLOOD RNA Purification Kit <i>Zestaw do izolacji RNA ze świeżej krwi ludzkiej (z leukocytów)</i>		E3597-01	25 izolacji	311,00
		E3597-02	100 izolacji	1 139,00
GeneMATRIX UNIVERSAL DNA/RNA/Protein Purification Kit <i>Zestaw do izolacji DNA/RNA/białek z jednej próbki tkanek, roślin, drożdży, bakterii i hodowli komórkowych</i>		E3598-01	25 izolacji	242,00
		E3598-02	100 izolacji	885,00
GeneMATRIX UNIVERSAL RNA Purification Kit <i>Zestaw do izolacji RNA z tkanek roślinnych i zwierzęcych, bakterii, drożdży, hodowli komórkowych, świeżej krwi (leukocyty) oraz oczyszczania RNA po reakcjach enzymatycznych</i>	B	E3598-01	25 izolacji	242,00
		E3598-02	100 izolacji	885,00

Verte!

OPIS ARTYKUŁU

NAZWA ARTYKUŁU	numer	j. m.	zł
GeneMATRIX UNIVERSAL RNA/miRNA Purification Kit	E3599-01	25 izolacji	269,00
Zestaw do izolacji RNA oraz miRNA z tkanek zwierzęcych, roślin i hodowli komórkowych	E3599-02	100 izolacji	987,00
GeneMATRIX Tick RNA/DNA Purification Kit	E3590-01	25 izolacji	311,00
Zestaw do jednoczesnego oczyszczania RNA i DNA wirusów i bakterii bytujących w drobnych pajączakach takich jak kleszcze i innych owadach o twardych i chitynowych pancerzykach			
Universal RNA Clean-Up Kit	E3589-01	25 izolacji	242,00
Zestaw jest przeznaczony do oczyszczania izolatów RNA pochodzących z dowolnych źródeł z zanieczyszczenia DNA	E3589-02	100 izolacji	885,00

ZESTAWY MAGNETYCZNE GeneMAGNET

GeneMAGNET RNA Purification Kit	E3401-01	96 izolacji	728,00
Zestaw do izolacji całkowitego RNA z tkanek, bakterii, drożdży, hodowli komórkowych i krwi			
GeneMAGNET Viral RNA/DNA Purification Kit	E3402-01	96 izolacji	971,00
Zestaw do oczyszczania wirusowego RNA/DNA z wymazów, płynów ustrojowych, mleka i tkanek			

ZESTAWY DO OCZYSZCZANIA DNA

ZESTAWY KOLUMNOWE GeneMATRIX

GeneMATRIX PLASMID MINIPREP DNA Purification Kit		E3500-01	50 izolacji	253,00
Zestaw do izolacji plazmidowego DNA wysokiej czystości z 1,0-3 ml hodowli bakteryjnej		E3500-02	150 izolacji	696,00
GeneMATRIX BIO-TRACE DNA Purification Kit		E3510-01	25 izolacji	255,00
Zestaw do izolacji DNA z niewielkiej ilości materiałów różnorodnego pochodzenia (krwi świeżej lub mrożonej, płam krwi, śliny, nasienia, korzeni i trzonów włosowych, paznokci, filtrów papierosów, gum do żucia, fragmentów tkanek, moczu)		E3510-02	100 izolacji	917,00
GeneMATRIX SHORT DNA CLEAN - UP Purification Kit		E3515-01	25 izolacji	168,00
Zestaw do oczyszczania krótkich fragmentów jedno- i dwuniciowego DNA po reakcjach enzymatycznych		E3515-02	100 izolacji	603,00
GeneMATRIX PCR/DNA CLEAN - UP Purification Kit		E3520-01	50 izolacji	227,00
Zestaw do oczyszczania DNA po reakcjach enzymatycznych		E3520-02	150 izolacji	632,00
GeneMATRIX FOOD-EXTRACT DNA Purification Kit		E3525-01	25 izolacji	255,00
Zestaw do izolacji DNA z żywności świeżej i przetworzonej pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i mieszanego		E3525-02	100 izolacji	917,00
GeneMATRIX SWAB-EXTRACT DNA Purification Kit		E3530-01	25 izolacji	191,00
Zestaw do oczyszczania DNA z wymazów z błon śluzowych, nasienia, śliny, krwi		E3530-02	100 izolacji	680,00
GeneMATRIX AGROBACTERIUM PLASMID MINIPREP DNA Purification Kit		E3535-01	50 izolacji	347,00
Zestaw do izolacji plazmidowego DNA z 0,5-2 ml hodowli Agrobacterium tumefaciens		E3535-02	150 izolacji	939,00
GeneMATRIX AGAROSE - OUT DNA Purification Kit		E3540-01	50 izolacji	233,00
Zestaw do izolacji DNA z żeli agarozowych		E3540-02	150 izolacji	649,00
GeneMATRIX BASIC DNA Purification Kit		E3545-01	50 izolacji	253,00
Uniwersalny zestaw do oczyszczania produktów PCR/DNA po obróbce enzymatycznej, izolacji DNA z żeli agarozowych oraz plazmidowego DNA z bakterii		E3545-02	150 izolacji	740,00

Verte!



nowy produkt



najlepiej sprzedający się produkt



produkt unikalny tylko w ofercie EURx



cena promocyjna

OPIS ARTYKUŁU			
NAZWA ARTYKUŁU	numer	j. m.	zł
GeneMATRIX TISSUE DNA Purification Kit	E3550-01	50 izolacji	388,00
Zestaw do izolacji DNA z tkanek ludzkich i zwierzęcych, świeżych bądź utrwalonych w parafinie lub formalinie, włosów, płynów biologicznych, kultur komórkowych i owadów	E3550-02	150 izolacji	1 082,00
GeneMATRIX TISSUE & BACTERIAL DNA Purification Kit	E3551-01	50 izolacji	397,00
Zestaw do izolacji DNA z tkanek ludzkich i zwierzęcych, świeżych bądź utrwalonych w parafinie lub formalinie, włosów, płynów biologicznych, kultur komórkowych, owadów oraz hodowli bakteryjnych	E3551-02	150 izolacji	1 104,00
GeneMATRIX CELL CULTURE DNA Purification Kit	E3555-01	50 izolacji	388,00
Zestaw do izolacji DNA z kultur tkankowych	E3555-02	150 izolacji	1 082,00
GeneMATRIX BONE DNA Purification Kit	E3560-01	25 izolacji	343,00
Zestaw do izolacji DNA z kości i zębów	E3560-02	50 izolacji	625,00
GeneMATRIX QUICK BLOOD DNA Purification Kit	E3565-01	50 izolacji	382,00
Zestaw do szybkiej izolacji DNA z krwi świeżej i mrożonej, surowicy, osocza i innych płynów biologicznych	E3565-02	150 izolacji	1 042,00
GeneMATRIX SOIL DNA Purification Kit	E3570-01	50 izolacji	466,00
Zestaw do izolacji DNA z ziemi	E3570-02	100 izolacji	908,00
GeneMATRIX STOOL DNA Purification Kit	E3575-01	50 izolacji	466,00
Zestaw do izolacji DNA z kału	E3575-02	100 izolacji	908,00
GeneMATRIX BACTERIAL & YEAST GENOMIC DNA Purification Kit	E3580-01	50 izolacji	374,00
Uniwersalny zestaw do oczyszczania DNA z bakterii Gram ⁺ , Gram ⁻ oraz drożdży	E3580-02	150 izolacji	1 089,00
GeneMATRIX GRAM PLUS & YEAST GENOMIC DNA Purification Kit	E3585-01	25 izolacji	253,00
Uniwersalny zestaw do oczyszczania DNA genomowego z bakterii Gram-dodatnich, drożdży oraz drobnoustrojów bytujących w niewielkich pajęczakach/owadach	E3585-02	100 izolacji	917,00
GeneMATRIX PLANT & FUNGI DNA Purification Kit	E3595-01	50 izolacji	555,00
Uniwersalny zestaw do izolacji całkowitego DNA z roślin, grzybów i porostów	E3595-02	150 izolacji	1 548,00
DNA/RNA Extracol Kit	E3750-01	25 izolacji	276,00
Zestaw, zawierający mieszaninę fenolu i soli chaotropowych oraz minikolumny, przeznaczony do izolacji całkowitego RNA, DNA oraz białek z różnego rodzaju próbek	E3750-02	100 izolacji	1 002,00
Uniwersalny zestaw do izolacji DNA z odczynnikiem GeDI	E3765-01	25 izolacji	269,00
Uniwersalny odczynnik do izolacji całkowitego DNA (GeDI) w zestawie z kolumnkami krzemionkowymi oraz buforami pozwalającymi na dodatkowe oczyszczenie próbki na kolumnkach	E3765-02	100 izolacji	987,00
AnEx Plasmid Midiprep DNA Purification Kit	E3790-01	4 izolacje	189,00
Zestaw do oczyszczania DNA plazmidowego w skali midi na złożu jonowymniennym	E3790-02	8 izolacji	341,00



nowy produkt



najlepiej sprzedający się produkt



produkt unikalny tylko w ofercie EURx



cena promocyjna

OPIS ARTYKUŁU

NAZWA ARTYKUŁU

numer

j. m.

zł

ZESTAWY MAGNETYCZNE GeneMAGNET

GeneMAGNET PCR/DNA Clean-Up Purification Kit

E3420-01

96 izolacji

546,00

Zestaw do oczyszczania DNA po reakcjach enzymatycznych

GeneMAGNET Soil DNA Purification Kit

E3421-01

96 izolacji

971,00

Zestaw do izolacji DNA z próbek środowiskowych (gleby, osadu, kompostu, gnoju, odchodów, wody)

GeneMAGNET Human and Animal Tissue DNA Purification Kit

E3425-01

96 izolacji

728,00

Zestaw do izolacji DNA z tkanek ludzkich i zwierzęcych

GeneMAGNET Food DNA Purification Kit

E3427-01

96 izolacji

728,00

Zestaw do izolacji DNA z żywności świeżej i przetworzonej pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i mieszanego

GeneMAGNET Plant DNA Purification Kit

E3428-01

96 izolacji

728,00

Zestaw do izolacji DNA z tkanek roślin oraz z grzybów, glonów i porostów

GeneMAGNET Blood DNA Purification Kit

E3429-01

96 izolacji

728,00

Zestaw do szybkiej izolacji DNA z krwi świeżej i mrożonej

ZESTAWY EMULSYJNE

Micellula DNA Emulsion & Purification Kit



E3600-01

50 izolacji

528,00

E3600-02

150 izolacji

1 470,00

Zestaw do tworzenia emulsji i późniejszego oczyszczania DNA

ODCZYNNIKI, BUFORY I AKCESORIA DO IZOLACJI I OCZYSZCZANIA DNA I RNA

Bufor do zestawu do oczyszczania DNA/RNA

E0309-01

25/50 izolacji

56,00

E0309-02

100/150 izolacji

139,00

Nie dotyczy: buforów z zestawów AnEx Plasmid Midiprep DNA Purification Kit i DNA/RNA Extracol Kit oraz buforu LyseBlood

Przy zamówieniu prosimy wskazać numer katalogowy zestawu oraz nazwę buforu

RNA Storage

E0308-01

10 x 1.5 ml

347,00

Bufor do rozpuszczania i długoterminowego przechowywania RNA po precypitacji

Bufor Lyse CT

E0324-01

50 izolacji

49,00

E0324-02

150 izolacji

125,00

Bufor do zestawu E3595; roztwór lizujący do tkanek roślinnych bogatych w polisacharydy

Lyse Buffer PVP

E0291-01

10 ml

209,00

Bufor do zestawu E3597 i E3598; roztwór lizujący do tkanek roślinnych szczególnie bogatych w związki fenolowe i polisacharydy.

fix RNA



E0280-01

100 ml

278,00

E0280-02

200 ml

529,00

E0280-03

500 ml

1 252,00

Roztwór do przechowywania i ochrony przed degradacją próbek przeznaczonych do izolacji RNA

Poly(A) – kwas poliadenylowy, RNA nośnikowe

E0307-01

30 µg

16,00

E0307-02

60 µg

27,00

E0307-03

300 µg

110,00

Zliofilizowane RNA nośnikowe

Verte!



nowy produkt



najlepiej sprzedający się produkt



produkt unikalny tylko w ofercie EURx



cena promocyjna

OPIS ARTYKUŁU				
NAZWA ARTYKUŁU	numer	j. m.	zł	
Bufor Lyse RBC 1x	E0326-01	100 ml	41,00	
Gotowy do użycia roztwór lizujący erytrocyty	E0326-02	250 ml	97,00	
AFR01	E0328-01	0,2 ml	56,00	
Odczynnik redukujący pianę do roztworów lizujących EURx	E0328-02	1 ml	202,00	
Lyticase	E0329-01	50 izolacji	66,00	
Enzym wykorzystywany do lizy komórek grzybowych w zestawach do izolacji DNA/RNA	E0329-02	100 izolacji	120,00	
BeadTubeDry	E0358-01	25 izolacji	139,00	
Probówki z kulkami szklanymi do homogenizacji różnego rodzaju próbek	E0358-02	100 izolacji	500,00	
Tissue Grinding Tool		E0359-01	10 izolacji	69,00
Probówki z elementami rozdrabniającymi do homogenizacji różnego rodzaju próbek:		E0359-02	50 izolacji	278,00
E0359-01/02 - kulki szklane 0.5 mm pokryte tlenkiem cyrkonu; E0359-03/04 - granat 0,3 mm		E0359-03	10 izolacji	69,00
		E0359-04	50 izolacji	278,00
Mini Glass Beads		E0354-01	50 g	70,00
Kuleczki szklane o średnicy 0.1 mm, materiał rozdrabniający do homogenizacji różnego rodzaju próbek biologicznych				
Band Filtering Tool	E0356-01	25 izolacji	119,00	
Kolumnki do łatwej i szybkiej ekstrakcji DNA z żeli agarozowych TAE	E0356-02	100 izolacji	418,00	
Mini homogenizator ręczny	E0357-01	1 sztuka	278,00	
Homogenizator typu Tissue Grinder wraz z baterią				
GeneMAGNET Magic Beads	E3400-01	5 ml	506,00	
Gotowy do użycia roztwór GeneMAGNET Magic Beads (50 mg/ml)	E3400-02	60 ml	5 100,00	
Uniwersalny odczynnik do izolacji DNA (GeDI)	E3760-01	25 ml	139,00	
Mieszanina soli i detergentów - izolacja DNA genomowego i plazmidowego z różnego rodzaju próbek	E3760-02	100 ml	500,00	
RNA Extracol		E3700-01	25 ml	63,00
Mieszanina fenolu i soli chaotropowych przeznaczona do izolacji całkowitego RNA z różnego rodzaju próbek		E3700-02	100 ml	216,00

OPIS ARTYKUŁU			
NAZWA ARTYKUŁU	numer	j. m.	zł
KOLUMNY DO ZESTAWÓW DO OCZYSZCZANIA DNA I RNA			
Kolumny do oczyszczania DNA	E0330-01	25 kolumn	97,00
	E0330-02	100 kolumn	347,00
Kolumny do wybranych zestawów do oczyszczania DNA Przy zamówieniu prosimy wskazać numer katalogowy zestawu Dla zestawów E3585 i E3510 dostępna jest wyłącznie poz. E0330-02 (100 kolumn, 50/50)			
Kolumny do oczyszczania DNA, pakowane indywidualnie	E0331-01	100 kolumn	487,00
Kolumny do wybranych zestawów do oczyszczania DNA, pakowane indywidualnie Przy zamówieniu prosimy wskazać numer katalogowy zestawu			
Kolumny do oczyszczania RNA - wiążące, pakowane indywidualnie	E0338-01	50 kolumn	244,00
Kolumny wiążące RNA do wybranych zestawów do oczyszczania RNA, pakowane indywidualnie Przy zamówieniu prosimy wskazać numer katalogowy zestawu			
Kolumny do oczyszczania RNA - homogenizacyjne, pakowane indywidualnie	E0339-01	50 kolumn	244,00
Kolumny homogenizacyjne do wybranych zestawów do oczyszczania RNA, pakowane indywidualnie Przy zamówieniu prosimy wskazać numer katalogowy zestawu			
Kolumny do oczyszczania RNA - wiążące	E0342-01	25 izolacji	90,00
	E0342-02	100 izolacji	325,00
Kolumny wiążące RNA do wybranych zestawów do oczyszczania RNA Przy zamówieniu prosimy wskazać numer katalogowy zestawu			
Kolumny do oczyszczania RNA - homogenizacyjne	E0343-01	25 izolacji	90,00
	E0343-02	100 izolacji	325,00
Kolumny homogenizacyjne do wybranych zestawów do oczyszczania RNA Przy zamówieniu prosimy wskazać numer katalogowy zestawu			
Kolumny filtracyjne	E0344-01	25 izolacji	85,00
	E0344-02	100 izolacji	300,00
Kolumny filtracyjne do zestawów Bio-Trace DNA Purification Kit i Tick RNA/DNA Purification Kit Przy zamówieniu prosimy wskazać numer katalogowy zestawu			
Probówki odbierające bez kapsła	E0350-01	25 probówek	41,00
	E0350-02	100 probówek	125,00
Probówki o objętości 2 ml bez kapsła, gotowe do stosowania ze wszystkim zestawami do oczyszczania DNA i RNA (etap płukania kolumny) Przy zamówieniu prosimy wskazać numer katalogowy zestawu			
Probówki elucyjne	E0355-01	25 probówek	41,00
	E0355-02	100 probówek	125,00
Probówki o objętości 1,5 ml, gotowe do stosowania ze wszystkim zestawami do oczyszczania DNA i RNA (etap elucji DNA/RNA z kolumny)			

PLASTIKI LABORATORYJNE

Probówki do PCR



E6100-01 120 szt. 160,00

Probówki do PCR 0.2 ml w paskach po 8 szt.

Probówki wirówkowe 1.5 ml



E6200-01 2x500 szt. 58,00

Probówki wirówkowe 2.0 ml



E6300-01 2x500 szt. 69,00



AC 070
QMS

EURx Sp. z o.o.
tel. +48 58 5240697
fax +48 58 3417423
www.eurx.com.pl
sales@eurx.com.pl